

MULTIFUNCTION BEAUTY SYSTEM EXCELLENS 9000



(E) MULTIFUNCTION BEAUTY SYSTEM EXCELLENS 9000

Funzione

Trattamento di macchie

Trattamento dell'acne

Vaporizzatore

Dimissione-frequenza

Ultrasuoni

Spazzola facciale

Polverizzatore

Lente d'ingrandimento di aumento

Lampada

Pannello di controllo

Selettore della funzione di "vuoto" o polverizzazione

Indicatore di "vuoto" o polverizzazione

Selettore di intensità di "vuoto" o polverizzazione

Selettore della funzione di dimissione-frequenza

Indicatore della funzione di dimissione-frequenza

Selettore dell'intensità di dimissione-frequenza
Indicatore dell'intensità di dimissione-frequenza
Selettore della funzione della spazzola facciale
Indicatore della funzione della spazzola facciale
Selettore dell'intensità della spazzola
Indicatore dell'intensità della spazzola
Selettore della funzione di trattamento di macchie
Indicatore della funzione di trattamento di macchie
Selettore dell'intensità del trattamento di macchie
Indicatore dell'intensità del trattamento di macchie
Selettore della funzione di ultrasuoni
Indicatore della funzione di ultrasuoni
Selettore dell'intensità degli ultrasuoni
Indicatore dell'intensità degli ultrasuoni
Sinistra / destra
Indicatore di sinistra / destra
Selettore del tipo di onda
Indicatore del tipo di onda
Temporizzatore della funzione di ultrasuoni
Indicatore della funzione di ultrasuoni

VAPORE DI ERBE

Funziona

Il vapore di acqua contiene migliaia di ioni di ozono che stimolano la circolazione sanguinea e proporzionano acqua alle cellule, idratando e nutrendo la pelle.

Istruzioni

Introdurre l' acqua distillata nel deposito, evitando che sorpassi la cima.

Selezioni il tempo desiderato.

In caso che sia necessaria la sterilizzazione, metta in funzionamento la luce ultravioletta. L'indicatore di detta funzione gli indicherà il suo funzionamento.

Se il livello di acqua fosse sotto la cosa necessaria, il vaporizzatore l'avviserà e si spegnerà automaticamente. Passati cinque minuti, potrà tornare a lavorare.

Collochi il vaporizzatore di tale maniera che gli permetta di lavorare liberamente.

Assicuri Lei che la posizione della macchina è sicura.

Cautela

Cominci a lavorare quando il vaporizzatore sia preparato.

Non usi il vaporizzatore durante più di 25 minuti seguiti.

Dopo ogni trattamento, pulisca il deposito.

Quando lavori con essenze, non utilizzi costantemente la funzione di ozono. L'effetto dell'essenza sarà migliore.

Assicuri Lei che l'apparato è spento prima di aprire il deposito di acqua. Così eviterà qualunque tipo di scottatura.

Per pulire la resistenza del deposito di acqua, l'introduca per cinque minuti in aceto. Così allungherà la vita della resistenza.

Tempi raccomandati

Tipo di pelle	Distanzia	Tempo
Pelle grassa o con problemi circolatorio	20 cm	15 minuti
Pelle normale	25 cm	10 minuti
Pelle sensibile o secca	30 cm	5 minuti
Pelle con problemi, Dermatosi...)	30 cm	5 minuti

VENTOSE E POLVERIZZAZIONE

Funziona

- Pulita i pori in profondità, eliminando ogni tipo di sporcizia, residui o eccesso di grasso.
- Migliora l'effettività del trattamento, poiché nutre e calma la pelle.

Istruzioni

Selezioni la funzione di "vuoto" o polverizzazione

Stringa l'intensità col selettore

Ricordi spegnere l'apparato dopo il suo uso

Cautela

Esistono tre tipi di vetro adattati alla parte del corpo che richieda trattamento.

I vetri devono ripulirsi, sterilizzarsi e guardarsi in un posto secco dopo il suo uso.

ALTA FREQUENZA

Funziona

Il principale apporto della dimissione-frequenza all'estetica sta in suo potere per sterilizzare la pelle ed accelerare la cura di ferita. Eguale, è molto effettiva nel trattamento di macchie, punti neri, acne...

Istruzioni

Inserisca il cavo nella spina corrispondente.

Introduca il tubo ultravioletto nel manico.

Selezioni la funzione di dimissione-frequenza e la sua intensità.

Una volta terminato il trattamento, sconnetta l'apparato e pulisca e collochi in ogni assedio gli strumenti che abbia utilizzato.

Cautela

Eviti di avere qualunque accessorio metallico, pendente, anelli, braccialetti...) durante la realizzazione del trattamento.

Eviti di trattare per molto tempo la stessa zona, potrebbe danneggiare la pelle del paziente.

Terminato il trattamento, pulisca ed asciughi bene gli elettrodi prima di conservarli.

SPAZZOLA DI PULIZIA FACCIALE

Funziona

Pulita e sfalda la pelle attraverso un soave massaggio che aiuta ad eliminare macchie ed acne.

Istruzioni

Inserisca il cavo nella spina corrispondente.

Introduca la spazzola nel manico.

Selezioni la funzione della spazzola e l'intensità con la quale desidera lavorare.

Una volta terminato il trattamento, sconnetta l'apparato e pulisca e collochi la spazzola nel suo posto.

ANTIMANCCHE

Preparazione

Inserisca il cavo alla spina corrispondente.

Pulisca e sterilizzi bene le sue mani e metta Lei alcuni guanti sterilizzati.

Selezioni la zona a trattare.

Pulisca con alcool la zona a trattare.

Applichi nella zona un anestetico per tre minuti e cominci il trattamento.

Istruzioni

Infiammi l'animo di trattamento di macchie e selezioni l'intensità più debole.

Comprovi che c'è corrente

Selezioni l'intensità della corrente di accordo al trattamento e le necessità del cliente

Durante il trattamento, vigili l'intensità e la regoli per evitare scottature

- Mancia: È necessario analizzare il suo volume. Se sono piccole possono eliminarsi facilmente. Se il suo volume fosse maggiore, la sua eliminazione è più complicata e potrebbero aversi bisogno di due o tre sessioni. Eviti di rompere o tagliare la superficie della macchia, deve ed eliminarla con... Se si trattano di macchie profonde, applicare una "crema cellulare" due o tre giorni prima del trattamento, per evitare infiammazioni o qualche tipo a reazione. Prima di applicare la crema, comprovi che la pelle la tollera.

- Caruncle: Punga con un spillo ed elimini la cellula "caruncle." Dopo sei o sette giorni, cadrà. Se è molto grande, deve eliminarla in varie sessioni e finire il trattamento per evitare l'apparizione di ferita.

- Tatuaggi: Se l'area tatuata è grande, la sua eliminazione si dovrà realizzare in varie sessioni. Utilizzi l'ago n°3. È molto possibile che la zona trattata si infiammi. Se è così, consigli al suo paziente che ricorra ad un specialista.

Cautela

Lavori solo con aghi sterilizzati.

Eviti movimento bruschi mentre realizza il trattamento, potrebbe provocare scottature o ferite.

ULTRASUONI

Funziona

Ammorbidisce le vene e l'effetto rossiccio che si producono nel viso

Elimina cicatrici

Elimina macchie superficiali

Ammorbidisce le rughe

Elimina occhiaie e borse

Migliora l'aspetto generale della pelle

Istruzioni

Pulisca il viso del paziente prima di procedere al trattamento ed elimini bene i resti di latte pulitrice.

Applichi vapore nel viso per 10 minuti.

Chiarisca il viso.

Applichi annacqua sul viso e realizzi un massaggio. Di seguito pulisca il viso.

Applichi il prodotto necessario secondo il trattamento a seguire.

Infiamma gli animi e scelga l'intensità di onda.

Selezioni il tempo di applicazione, la cosa normale sono 15 minuti)

Scelga il tipo di onda.

Applichi il prodotto sulla pelle e realizzi un soave massaggio con gli ultrasuoni.

Una volta finito il trattamento, spenga e sconnetta l'apparato, e lo pulisca.

Se combina il trattamento con ultrasuoni con qualche prodotto specifico, il risultato sarà migliore.

Cautela

Pulisca la zona a trattare, prima di procedere al trattamento.

I prodotti di trattamento che si usino devono essere facilmente assorbibili per la pelle, per evitare danni nella sonda.

Non si raccomanda realizzare trattamenti di più di 15 minuti di durata.

Non utilizzi la sonda vicino all'area oculare o in ferite.

Non lavori molto tempo nella stessa zona, potrebbe provocare alcune scottature.

Se non utilizza la sonda, è meglio che spenga l'apparato poiché potrebbe guastarsi.