

ID **Italian**
design

IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA



RELAXING PRESSOTHERAPY GLASSES

MASSAGER FOR EYES & TEMPLES
GAFAS MASAJEADORAS PARA OJOS Y SIENES

EN PRECAUTIONS

Please read the instructions carefully before using the appliance.

To reduce any risk of accident, take the following precautions:

1. Never use the appliance while you are in the bath.

2. IEC 60417

- 5582: Do not

place or store the

appliance anywhere where it could fall or be pushed towards the bath or sink.

3. Do not immerse or drop into the water or any other liquid.

4. If the appliance falls into the water, unplug it immediately. Do not place your hand in the water.

5. Never use with wet hands.

6. Keep the appliance away from water.

7. An appliance should never be left unattended while it is plugged into the mains.

8. This appliance can be used by children aged from 8 years and



above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

9. Use this appliance only for its intended purpose, as indicated in this manual. Do not use any accessory that is not recommended by the manufacturer.

10. Never use this appliance if the power cord or plug is damaged, if it is malfunctioning, if it has been dropped or has fallen into water. Take the appliance to your nearest service centre for inspection or repair.

11. Keep the power cord away from sources of heat or hot surfaces. Do not coil the power cord around the appliance.

12. Never drop or insert any object into the openings.

- 13.** Do not manipulate the appliance.
- 14.** This product must not be used by children or by other people without assistance or supervision if their physical, sensory or mental condition limits safe use of the appliance.
- 15.** This appliance does not contain any user-serviceable parts. Do not try to repair the appliance yourself. Always take it to a qualified technician.
- 16.** Do not use this appliance while walking or driving.
- 17.** Do not use this appliance in a hot and humid place.
- 18.** Do not use this appliance if you have symptoms of eye disease of any kind or eye surgery. Its use is strictly prohibited if you suffer from glaucoma, cataracts, or retinal detachment.
- 19.** This device should be used with caution if you have had a stroke, hypertension, or hypotension. Consult your doctor before use.
- 20.** If you feel any discomfort or pain during use, please stop using it immediately.
- 21.** People with physical or mental discomfort or mental handicap should use this device with caution. Use it under the supervision of accompanying personnel. If you feel any discomfort during use, please stop using it immediately.
- 22.** Avoid using the device if you have been drinking alcohol or experiencing physical discomfort.
- 23.** This appliance heats up slightly during use (42°C) and should be used with care when used with persons sensitive to temperature.
- 24.** Put the appliance on before turning it on to avoid damaging the airbags.
- 25. IMPORTANT:** Before using make sure you have removed contact lenses, hairpins, hair accessories, etc.

26. This massage device is a relaxation product and cannot replace drugs or medical equipment.

27. This device is designed as an electronic care product for personal use as a massager and not for use in diagnostic, therapeutic, and other commercial applications.

28. Clean this appliance with a cotton cloth soaked in medical alcohol. Do not wash the product with water.

29. Use only the supplied accessory for your charge.

30. Use this appliance with your eyes closed. After use, your vision may be blurred. After 1-3 minutes your eyesight will be normal again.

EN BEFORE BEING USED

Thanks to its high technology, the ocular pressotherapy massager combines heat, massage, and acupressure techniques on the eye and temples, emitting gentle vibrations that improve blood circulation and that together with the sound effects emitted by its speakers achieve an

immersion effect for a total physical and mental relaxation.

Acupressure is done by means of air pressure so it is a very gentle and delicate pressure with the eyes. This technique allows you to relax the eye and head nervous system since much of the tension is concentrated in the temples.

The massager works at a pleasant constant temperature of 42° which, in addition to helping relaxation, also helps to activate blood circulation, improve the ability to supply nutrients and help relieve dry eyes.

The different sound effects act for 10 minutes and facilitate sensory immersion and enhance the relaxing effects of the massage.

This device is specially designed for people who, in one way or another, strain their eyes for a long time to be in front of a screen, text, driving, wear glasses, etc, whether for studies, work or leisure. They are also recommended for insomniacs.

- Make sure the appliance is charged before use, otherwise it will not work. (with low power). Lo puesto entre parentesis, sobra.
- Do not use this appliance if the low battery alarm (voice) sounds.
- Make sure the appliance is switched off during the charging process. This appliance has a self-protection program by which it will stop automatically if it is in use.
- This device has a built-in lithium battery whose charging time is 2 - 3 hours.

- Please connect the adapter with the USB port.
- The red light indicates that the device is charging.
- The blue light indicates that the device is already charged.
- Be sure to unplug the adapter after charging to avoid charging for a long time and shortening the battery life.
- This device can be charged by the power supplied by a computer or a telephone or an external battery, although it is recommended that it be carried out using a standard adapter plugged into the mains.

EN HOW TO USE

1. Each session lasts 10 minutes, after which the device will turn off automatically. If you wish to extend the massage, you must (turn the appliance back on.) switch on the appliance again.

1. To turn on the appliance, press and hold the on/off button for 3 seconds. The device will start by default in automatic mode. Pressing the on / off button again (will select) the next mode (dynamic mode) will be selected and pressing again (will select) the last mode (rest mode) will be the one to work.

A. Automatic mode: Air pressure + heating + river sound

B. Dynamic mode: Air pressure + sound waves

C. Rest mode: Heating + sound birds

EN ENVIRONMENT



Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries

with separate collection programs. This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, household waste disposal service or the retail store where you purchased this product.

ES PRECAUCIONES

Por favor, leer atentamente las instrucciones antes de proceder al uso de este aparato. Para disminuir los riesgos de accidente tome las siguientes precauciones:

1. No utilizarlo mientras se está tomando un baño.

2. Advertencia: El símbolo IEC 60417 - 5582 hace referencia a que este aparato no deber utilizarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



3. No colocarlo ni dejarlo caer en el agua u otro líquido.

4. Nunca usar con las manos mojadas.

5. Si el aparato cae en el agua, desenchufarlo inmediatamente. No meter la mano en el agua.

6. Mantener el aparato apartado del agua.

8. Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros los involucrados.

7. El aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras está enchufado.

9. Utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido diseñado, tal como se indica en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.

10. Nunca hacer funcionar este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si ha caído o si está de algún modo dañado o ha caído en el agua. Llevar el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen o reparación.

11. Mantener el cable de carga apartado del calor o de superficies calientes. No enrollar el cable de carga alrededor del aparato.

12. Nunca dejar caer ni introducir ningún objeto en las aberturas.

13. No manipular el aparato.

14. Este producto no está permitido para uso infantil u otras personas sin asistencia o

supervisión si su estado físico, sensorial o mental le limita de usarlo con seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con dicho producto.

15. Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda reparar el usuario. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo siempre a un técnico calificado.

16. No use este aparato mientras camina o conduce.

17. No utilice este aparato en un lugar cálido y húmedo.

18. No utilice este aparato si tiene síntomas de enfermedad ocular de cualquier tipo o cirugía ocular. Queda totalmente prohibido su uso si padece de glaucoma, cataratas o desprendimiento de retina.

19. Este aparato deben usarse con precaución si ha tenido algún accidente cerebrovascular, hipertensión o hipotensión. Consulte a su médico antes de usarlo.

20. Si siente alguna molestia o dolor durante el uso, deje de usarlo inmediatamente.

21. Las personas con malestar físico o mental o minusvalía mental deben utilizar este aparato con precaución. Usar bajo la supervisión del personal que lo acompaña. Si siente alguna molestia durante el uso, deje de usarlo inmediatamente.

22. Evite usar el dispositivo si ha bebido alcohol o siente malestar físico.

23. Este aparato se calienta ligeramente durante su uso (42°C) debe usarse con cuidado si se utiliza con personas sensibles a la temperatura.

24. Colóquese el aparato antes de encenderlo para evitar dañar las bolsas de aire.

25. IMPORTANTE: Antes de usar asegúrese que se ha quitado las lentillas, horquillas, accesorios para el cabello, etc.

26. Este dispositivo de masaje es un producto para la relajación y no puede reemplazar medicamentos ni equipos médicos.

27. Este aparato está diseñado como un producto electrónico para el cuidado su uso particular como masajeador y no para su uso en aplicaciones de diagnóstico, terapéuticas y otras aplicaciones comerciales.

28. Limpie este aparato con un paño de algodón empapado en alcohol medicinal. No lavar el producto con agua.

29. Utilice solo el accesorio suministrado para su carga.

30. Utilice este aparato con los ojos cerrados. Después de su uso puede que su vista esté borrosa. Tras 1-3 minutos su vista estará normal de nuevo.

ES ANTES DE USAR

El masajeador presoterapia ocular combina, gracias a su alta tecnología, técnicas de calor, masaje y acupresión en el ojo y las sienas emitiendo suaves vibraciones que mejoran la circulación

sanguínea y que junto con los efectos de sonido emitidos por sus altavoces consiguen un efecto de inmersión para una relajación física y mental total.

La acupresión se realiza mediante presión por aire por lo que es una presión muy suave y delicada con los ojos. Esta técnica permite relajar el sistema nervioso ocular y de la cabeza ya que gran parte de la tensión se concentra en sienas.

El masajeador trabaja a una agradable temperatura constante de 42º que además de ayudar a la relajación también ayuda a activar la circulación sanguínea, mejorar la capacidad del suministro de nutrientes y ayudar a aliviar la sequedad ocular.

Los diferentes efectos de sonido actúan durante 10 minutos y facilitan la inmersión sensorial y potencian los efectos relajantes del masaje.

Este aparato está especialmente diseñado para las personas que de una forma u otra fuerzan la vista durante mucho tiempo por estar delante de una pantalla, de textos, por conducir, por usar gafas, etc, ya sea por estudios, trabajo u ocio. También están recomendadas para personas insomnes.

- Asegúrese que el aparato esté cargado antes de usarlo, de lo contrario no funcionará con una baja potencia.

- No use este aparato si salta la voz de alarma de batería baja.

- Asegúrese que el aparato esté apagado durante el proceso de carga. Este aparato cuenta con programa de autoprotección por el cual se detendrá automáticamente si estuviese en uso.
- Este aparato cuenta con una batería de litio incorporada cuyo tiempo de carga es de 2 - 3 horas.
- Por favor, conecte el adaptador con el puerto USB.
- La luz roja indica que el aparato está cargando.
- La luz azul indica que el aparato ya está cargado.
- Asegúrese de desenchufar el adaptador después de la carga para evitar que se cargue durante mucho tiempo y disminuya la vida útil de la batería.
- Este aparato puede cargarse mediante la energía suministrada por un ordenador o un teléfono o una batería externa aunque se recomienda que se realice mediante un adaptador estándar enchufado a la corriente.

ES MODO DE EMPLEO

1. Cada sesión tiene una duración de 10 minutos, transcurridos los cuales el aparato se apagará automáticamente. Si desea prolongar el masaje deberá volver a encender el aparato.
2. Para encender el aparato mantenga presionado el botón de encendido/

apagado durante 3 segundos. El aparato se iniciara por defecto en el modo automático. Si vuelve a presionar el botón de encendido/apagado se seleccionará el siguiente modo (modo dinámico) y si aprieta de nuevo se seleccionará el último modo (modo descanso).

A. Modo automático: Presión de aire + calefacción + sonido de río.

B. Modo dinámico: Presión de aire + sonido de olas.

C. Modo descanso: Calefacción + sonido de pájaros.

ES MEDIO AMBIENTE



Disposición sobre los equipos eléctricos y electrónicos antiguos (Aplicable en la unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva). Este símbolo, en un producto o en un paquete, indica que el producto no puede ser tratado como un residuo doméstico. Por el contrario, debe depositarse en un punto de recogida especializado en el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al hacer esto, usted ayuda a prevenir las potenciales consecuencias negativas que pueda sufrir el entorno y la salud humana, que podrían producirse si este producto fuera desechado de forma incorrecta. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos

naturales. Si desea más información acerca del reciclaje de este producto, contacte con la delegación de su ciudad, con el servicio de recogida de residuos o con la tienda en la que adquirió este producto.

FR PRÉCAUTIONS

S'il vous plaît lire les instructions avant d'utiliser cet appareil. Pour réduire le risque d'accidents, prenez les précautions suivantes:

1. Ne pas utiliser en prenant un bain.

2. Avertissement: IEC 60417 - 5582: Ne pas utiliser cet appareil



près des baignoires, douches, lavabos et autres récipients pouvant contenir de l'eau.

3. Ne pas le mettre en contact ou le laisser tomber dans l'eau ou autre liquide.

4. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre la main dans l'eau.

5. Maintenir l'appareil loin de l'eau.

6. Ne jamais utiliser avec les mains mouillées.

7. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est branché.

8. Il est nécessaire de surveiller attentivement l'appareil quand il est en cours d'utilisation à proximité d'enfants ou de personnes à capacités réduites.

9. Se servir de l'appareil uniquement pour l'utilisation à laquelle il a été conçu, comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

10. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son câble de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a subi divers dommages dû à l'eau. Apporter l'appareil au service technique spécialisé et compétant pour un examen et une réparation de ce dernier.

11. Maintenir le câble loin de toutes sources de chaleur ou de surfaces chaudes. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.

12. Ne jamais le laisser tomber ou introduire des objets dans les ouvertures de branchements.

13. Ne manipulez pas l'appareil.

14. Ce produit n'est pas recommandé à l'usage des enfants ou autres personnes sans surveillance ou assistance, si l'état physique, sensoriel ou mental limite cette personne à utiliser l'appareil en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

15. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Apportez-le toujours à un technicien qualifié.

16. N'utilisez pas cet appareil en marchant ou en conduisant.

17. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit chaud et humide.

18. N'utilisez pas cet appareil si vous présentez des symptômes de maladie oculaire de quelque nature que ce soit ou si vous avez subi une chirurgie oculaire. Son utilisation est strictement interdite si vous souffrez de

glaucome, de cataracte ou de décollement de rétine.

19. Cet appareil doit être utilisé avec prudence si vous avez eu un accident vasculaire cérébral, de l'hypertension ou de l'hypotension. Consultez votre médecin avant utilisation.

20. Si vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.

22. Les personnes souffrant d'inconfort physique ou mental ou d'un handicap mental doivent utiliser cet appareil avec prudence. A utiliser sous la surveillance du personnel accompagnateur. Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.

23. Évitez d'utiliser l'appareil si vous avez bu de l'alcool ou si vous ressentez une gêne physique.

24. Cet appareil chauffe légèrement pendant l'utilisation

(42 °C) et doit être utilisé avec précaution lorsqu'il est utilisé avec des personnes sensibles à la température.

25. Mettez l'appareil en marche avant de l'allumer pour éviter d'endommager les airbags.

26. IMPORTANT : Avant utilisation, assurez-vous d'avoir retiré les lentilles de contact, les épingles à cheveux, les accessoires pour cheveux, etc.

27. Cet appareil de massage est un produit de relaxation et ne peut remplacer les médicaments ou le matériel médical.

28. Cet appareil est conçu comme un produit de soins électronique pour un usage personnel en tant que masseur et non pour une utilisation dans des applications diagnostiques, thérapeutiques et autres applications commerciales.

29. Nettoyez cet appareil avec un chiffon en coton imbibé d'alcool médical. Ne pas laver le produit avec de l'eau.

30. Utilisez uniquement l'accessoire fourni pour votre charge.

FR AVANT D'UTILISER

Grâce à sa haute technologie, le masseur de pressothérapie oculaire combine des techniques de chaleur, de massage et d'acupression sur l'œil et les tempes, émettant de douces vibrations qui améliorent la circulation sanguine et qui, avec les effets sonores émis par ses haut-parleurs, réalisent un effet d'immersion pour un total physique et détente mentale.

L'acupression se fait par pression d'air, c'est donc une pression très douce et délicate avec les yeux. Cette technique permet de détendre le système nerveux des yeux et de la tête car une grande partie de la tension est concentrée dans les tempes.

Le masseur fonctionne à une température constante agréable de 42° qui, en plus d'aider à la relaxation, aide également à activer la circulation sanguine, améliore la capacité à fournir des nutriments et aide à soulager les yeux secs.

Les différents bruitages agissent pendant 10 minutes et facilitent l'immersion sensorielle et renforcent les effets relaxants du massage.

Cet appareil est spécialement conçu pour les personnes qui d'une manière

ou d'une autre fatiguent longtemps leurs yeux pour être devant un écran, des textes, conduire, porter des lunettes, etc., que ce soit pour les études, le travail ou les loisirs. Ils sont également recommandés pour les insomniaques.

- Assurez-vous que l'appareil est chargé avant utilisation, sinon il ne fonctionnera pas avec une faible puissance.

- N'utilisez pas cet appareil si la voix d'alarme de batterie faible retentit.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint pendant le processus de charge. Cet appareil dispose d'un programme d'autoprotection par lequel il s'arrêtera automatiquement s'il est en cours d'utilisation.

- Cet appareil dispose d'une batterie au lithium intégrée dont le temps de charge est de 2 à 3 heures

- Veuillez connecter l'adaptateur au port USB.

- Le voyant rouge indique que l'appareil est en charge.

- Le voyant bleu indique que l'appareil est déjà chargé.

- Assurez-vous de débrancher l'adaptateur après la charge pour éviter de charger pendant une longue période et de raccourcir la durée de vie de la batterie.

- Cet appareil peut être chargé par l'alimentation fournie par un ordinateur ou un téléphone ou une batterie externe,

bien qu'il soit recommandé de l'effectuer au moyen d'un adaptateur standard branché sur le secteur.

FR MODE D'EMPLOI

1. Chaque session dure 10 minutes, après quoi l'appareil s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez prolonger le massage, vous devez rallumer l'appareil.

2. Pour allumer l'appareil, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes. L'appareil démarrera par défaut en mode automatique. Un nouvel appui sur le bouton marche/arrêt sélectionnera le mode suivant (mode dynamique) et un nouvel appui sélectionnera le dernier mode (mode repos).

A. Mode automatique : Air pression + chauffage + bruit de la rivière.

B. Mode dynamique : Air pression + ondes sonores.

C. Mode repos : Chauffage + oiseaux sonores.

FR ENVIRONNEMENT



Disposition concernant les anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés). Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique ce produit ne sera pas traité comme perte

ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquate de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rebuts ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

DE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie aufmerksam, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Um die Unfallgefahr zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie ein Bad nehmen.

2. Warnung: IEC 60417 - 5582:

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen,



Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.

3. Lassen Sie auf den Gerät kein Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.

4. Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, ziehen Sie das Gerät aus den Netzstecker raus. Legen Sie Ihre Hand nicht ins Wasser.

5. Niemals mit nassen Händen verwenden.

6. Halten Sie das Gerät aus dem Wasser.

7. Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt eingesteckt gelassen werden.

8. Dieses Gerät darf auch von Kindern im Alter ab 8 Jahre alt und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, wenn sie eine entsprechende Ausbildung der Verwendung des Geräts bekommen haben und sie auch die verschiedenen Gefahren verstanden haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung sollte es nicht

von unbeaufsichtigten Kindern getan werden.

9. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde, wie in diesem Handbuch gezeigt wird. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen.

10. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung oder Reparatur zum nächsten autorisierten technischen Kundendienst.

11. Halten Sie das Kabel fern von Hitze oder heiße Oberflächen. Nicht das Kabel um das Gerät wickeln.

12. Niemals irgendwelche Gegenstände in die Öffnungen

fallen lassen oder hineinstecken.

13. Das Aparat bitte nicht manipulieren.

14. Dieses Produkt darf nicht von Kindern oder anderen Personen ohne Hilfe oder Aufsicht verwendet werden, wenn ihre körperliche, sensorische oder geistige Verfassung sie an einer sicheren Verwendung hindert. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit einem solchen Produkt spielen.

15. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bringen Sie es immer zu einem qualifizierten Techniker.

16. Verwenden Sie dieses Gerät nicht beim Gehen oder Autofahren.

17. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an einem heißen und feuchten Ort.

18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Symptome einer Augenerkrankung jeglicher Art oder einer Augenoperation

haben. Die Anwendung ist strengstens untersagt, wenn Sie an Glaukom, Katarakt oder Netzhautablösung leiden.

19. Dieses Gerät sollte mit Vorsicht verwendet werden, wenn Sie einen Schlaganfall, Bluthochdruck oder Hypotonie hatten. Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

20. Wenn Sie während der Anwendung Beschwerden oder Schmerzen verspüren, beenden Sie die Verwendung sofort.

21. Personen mit körperlichen oder geistigen Beschwerden oder geistiger Behinderung sollten dieses Gerät mit Vorsicht verwenden Begleitpersonal. Wenn Sie während der Anwendung Beschwerden verspüren, stellen Sie die Verwendung sofort ein.

22. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts, wenn Sie Alkohol getrunken haben oder körperliche Beschwerden haben.

23. Dieses Gerät erwärmt sich während des Gebrauchs leicht (42 °C) und sollte bei temperaturempfindlichen Personen mit Vorsicht verwendet werden.

24. Schalten Sie das Gerät vor dem Einschalten ein, um eine Beschädigung der Airbags zu vermeiden.

25. WICHTIG: Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Sie Kontaktlinsen, Haarnadeln, Haarschmuck usw.

26. Dieses Massagegerät ist ein Entspannungsprodukt und kann Medikamente oder medizinische Geräte nicht ersetzen.

27. Dieses Gerät ist als elektronisches Pflegeprodukt für den persönlichen Gebrauch als Massagegerät konzipiert und nicht für diagnostische, therapeutische und andere kommerzielle Anwendungen.

28. Reinigen Sie dieses Gerät mit einem mit medizinischem Alkohol getränkten

Baumwolltuch. Waschen Sie das Produkt nicht mit Wasser.

29. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör für Ihre Ladung.

30. Verwenden Sie dieses Gerät mit geschlossenen Augen. Nach der Anwendung kann Ihre Sicht verschwommen sein. Nach 1-3 Minuten ist Ihr Sehvermögen wieder normal.

DE VOR GEBRAUCH

Dank seiner Spitzentechnologie kombiniert das Augen-Pressotherapie-Massagegerät Wärme-, Massage- und Akupressurtechniken an Auge und Schläfen, strahlt sanfte Vibrationen aus, die die Durchblutung verbessern und zusammen mit den von den Lautsprechern abgegebenen Klangeffekten einen Immersionseffekt für eine vollständige körperliche und geistige Entspannung.

Akupressur wird durch Luftdruck durchgeführt, also ist es ein sehr sanfter und zarter Druck mit den Augen. Diese Technik ermöglicht es Ihnen, das Auge und das Kopfnervensystem zu entspannen, da ein Großteil der Spannung in den Schläfen konzentriert ist.

Das Massagegerät arbeitet mit einer angenehmen konstanten Temperatur von 42 °C, die neben der Entspannung auch die Durchblutung anregt, die Nährstoffversorgung verbessert und trockene Augen lindert.

Die verschiedenen Soundeffekte wirken 10 Minuten lang und erleichtern das sinnliche Eintauchen und verstärken die entspannende Wirkung der Massage. Dieses Gerät ist speziell für Menschen konzipiert, die ihre Augen auf die eine oder andere Weise lange vor Bildschirm, Texten, Autofahren, Brillenträgern etc. strapazieren, egal ob im Studium, Beruf oder Freizeit. Sie werden auch für Schlaflose empfohlen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Gebrauch aufgeladen ist, da es sonst nicht mit geringer Leistung funktioniert.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Alarmstimme für schwache Batterie ertönt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist. Dieses Gerät verfügt über ein Selbstschutzprogramm, durch das es bei Gebrauch automatisch stoppt.
- Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku, dessen Ladezeit 2 - 3 Stunden beträgt.
- Bitte verbinden Sie den Adapter mit dem USB-Port.

- Das rote Licht zeigt an, dass das Gerät geladen wird.
- Das blaue Licht zeigt an, dass das Gerät bereits aufgeladen ist.
- Achten Sie darauf, den Adapter nach dem Aufladen vom Stromnetz zu trennen, um ein längeres Aufladen und eine Verkürzung der Akkulaufzeit zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann durch die Stromversorgung eines Computers oder Telefons oder eines externen Akkus aufgeladen werden, es wird jedoch empfohlen, dies mit Hilfe eines Standardadapters zu tun, der an das Stromnetz angeschlossen wird.

DE ANWENDUNG

1. Jede Sitzung dauert 10 Minuten, danach schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn Sie die Massage verlängern möchten, müssen Sie das Gerät wieder einschalten.
2. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät startet standardmäßig im Automatikmodus. Durch erneutes Drücken der Ein-/Aus-Taste wird der nächste Modus (dynamischer Modus) ausgewählt und durch erneutes Drücken wird der letzte Modus (Ruhemodus) ausgewählt.

A. Automatikmodus: Luftdruck + Heizung + Flussgeräusch.

B. Dynamischer Modus: Luftdruck + Schallwellen.

C. Ruhemodus: Heizung + Geräuschvögel.

DE UMWELT



Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem). Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyclen von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyclen dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

IT AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Per

ridurre il rischio di incidenti, adottare le seguenti precauzioni:

1. Non utilizzare quando si sta facendo una doccia.

2. IEC 60417 - 5582:

Non utilizzare in prossimità di vasche da bagno, doccie, lavandini o altri recipienti che contengano acqua.



3. Evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere.

4. Se cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non mettere le mani nell'acqua.

5. Non usare mai con le mani bagnate.

6. Tenere lontano da fonti d'acqua.

7. Vigilare sempre l'apparecchio se sta attaccato alla spina elettrica.

8. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite

sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.

9. Usare l'apparecchio soltanto per lo scopo descritto nelle istruzioni. Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante.

10. Non usare in caso di guasto, di cattivo funzionamento o di danneggiamento del cavo elettrico. Contattare direttamente con il servizio tecnico più vicino.

11. Evitare di annodare il cavo di alimentazione o che entri in contatto con fonti di calore. Non avvolgere il cavo di ricarica attorno all'apparecchio.

12. Non lasciar cadere o inserire alcun oggetto nelle aperture.

13. Non manipolare l'apparecchio.

14. Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini

o altri senza assistenza o supervisione se le loro condizioni fisiche, sensoriali o mentali ne limitano l'uso in sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con un tale prodotto.

15. Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Portalo sempre da un tecnico qualificato.

16. Non utilizzare questo apparecchio mentre si cammina o si guida.

17. Non utilizzare questo apparecchio in un luogo caldo e umido.

18. Non utilizzare questo apparecchio se si hanno sintomi di malattie oculari di qualsiasi tipo o interventi chirurgici agli occhi. Il suo utilizzo è severamente vietato se si soffre di glaucoma, cataratta o distacco di retina.

19. Questo dispositivo deve essere utilizzato con cautela in caso di ictus, ipertensione o

ipotensione. Consultare il proprio medico prima dell'uso.

20. In caso di disagio o dolore durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso.

21. Le persone con disagio fisico o mentale o handicap mentale dovrebbero usare questo dispositivo con cautela. Utilizzare sotto la supervisione del personale di accompagnamento. In caso di disagio durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso.

22. Evitare di utilizzare il dispositivo se hai bevuto alcolici o se si nota disagio fisico.

23. Questo apparecchio si riscalda leggermente durante l'uso (42°C) e deve essere utilizzato con cautela se utilizzato con persone sensibili alla temperatura.

24. Posizionare l'apparecchio prima di accenderlo per evitare di danneggiare le camere d'aria.

25. IMPORTANTE: prima dell'uso assicurarsi di aver rimosso lenti a contatto, forcine, accessori per capelli, ecc.

26. Questo dispositivo per massaggi è un prodotto rilassante e non può sostituire farmaci o apparecchiature mediche.

27. Questo dispositivo è progettato come prodotto elettronico per la cura per uso personale come massaggiatore e non per l'uso in applicazioni diagnostiche, terapeutiche e altre applicazioni commerciali.

28. Pulite questo apparecchio con un panno di cotone imbevuto di alcool medico. Non lavare il prodotto con acqua.

29. Utilizzare solo l'accessorio in dotazione per la ricarica.

30. Utilizzare questo apparecchio con gli occhi chiusi. Dopo l'uso, la vista potrebbe essere offuscata. Dopo 1-3 minuti la tua vista sarà di nuovo normale.

IT PRIMA DI USARE

Grazie alla sua alta tecnologia, il massaggiatore pressoterapia oculare combina tecniche di calore, massaggio e digitopressione sull'occhio e sulle tempie, emettendo vibrazioni delicate che

migliorano la circolazione sanguigna e che insieme agli effetti sonori emessi dalle sue casse garantiscono un effetto di immersione per un totale rilassamento fisico e mentale. La digitopressione viene eseguita tramite la pressione dell'aria, quindi esercita una pressione molto delicata sulla zona oculare. Questa tecnica permette di rilassare il sistema nervoso degli occhi e della testa poiché gran parte della tensione è concentrata nelle tempie.

Il massaggiatore funziona a una piacevole temperatura costante di 42° che, oltre ad aiutare il rilassamento, aiuta anche ad attivare la circolazione sanguigna, migliorare la capacità di fornire sostanze nutritive e aiutare ad alleviare la secchezza oculare.

I diversi effetti sonori agiscono per 10 minuti e facilitano l'immersione sensoriale e potenziano gli effetti rilassanti del massaggio.

Questo dispositivo è appositamente progettato per le persone che in un modo o nell'altro affaticano gli occhi a lungo a causa dello schermo del computer, telefono, guidare, indossare occhiali, ecc., sia per studio, lavoro o tempo libero. Sono consigliati anche per chi ha problemi di insonnia.

- Assicurarsi che l'apparecchio sia carico prima dell'uso, altrimenti non funzionerà a bassa potenza.

- Non utilizzare questo apparecchio se suona l'allarme di batteria scarica.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento durante il processo di ricarica. Questo apparecchio dispone di un programma di autoprotezione mediante il quale si arresterà automaticamente se è in uso.
- Questo dispositivo ha una batteria al litio incorporata il cui tempo di ricarica è di 2 - 3 ore.
- Si prega di collegare l'adattatore con la porta USB.
- La luce rossa indica che il dispositivo è in carica.
- La luce blu indica che il dispositivo è già carico.
- Assicurarsi di scollegare l'adattatore dopo la ricarica per evitare di caricare a lungo e ridurre la durata della batteria.
- Questo dispositivo può essere caricato tramite l'alimentazione fornita da un computer o un telefono o una batteria esterna, anche se si consiglia di farlo tramite un adattatore standard collegato alla rete.

IT COME USARE

1. Ogni sessione dura 10 minuti, trascorsi i quali il dispositivo si spegnerà automaticamente. Se si desidera prolungare il massaggio, è necessario riaccendere l'apparecchio.
2. Per accendere l'apparecchio, tenere premuto il pulsante di accensione/

spegnimento per 3 secondi. Il dispositivo si avvierà per impostazione predefinita in modalità automatica. Premendo nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento si selezionerà la modalità successiva (modalità dinamica) e premendo nuovamente si selezionerà l'ultima modalità (modalità di riposo).

A. Modalità automatica: pressione dell'aria + riscaldamento + suono del fiume.

B. Modalità dinamica: pressione dell'aria + suono delle onde.

C. Modalità di riposo: riscaldamento + suono di uccelli.

IT AMBIENTE



Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali

contribuirá alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

PT PRECAUÇÕES

Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho. Para diminuir o risco de acidentes tome as seguintes precauções:

1. Não utilizar durante o duche.
2. Advertência: IEC 60417 - 5582: não usar este aparelho perto da banheira, duche e outros recipientes que contenham água.
3. Não deixar cair água ou outro líquido.
4. Se o aparelho cae na água, desligue-o imediatamente. Não meter a mão na água.
5. Nunca use com as mãos molhadas.
6. Manter o aparelho longe da água.
7. O aparelho não deve deixar-se nunca sem vigilância enquanto está ligado.



8. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e com falta de experiência e conhecimentos, se lhes foi dada a supervisão ou formação apropriada com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e estes compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com a aparelho. A limpeza e o mantimento a realizar pelo usuário não devem realizar-lo as crianças sem supervisão.
9. Use este aparelho apenas para o uso a que se destina, conforme indicado neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
10. Não utilizar este aparelho se tem o cabo ou a tomada danificados, se não está a funcionar corretamente, se está de alguma forma danificado ou se caiu a água, levar o aparelho ao serviço

técnico autorizado mais perto para o examinarem ou reparar.

11. Manter o cabo afastado do calor ou de superfícies quentes. Não enrolar o cabo a volta do aparelho.

12. Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto nas aberturas.

13. Não manipolar o aparelho.

14. Este produto não é permitido para uso por crianças ou outras pessoas sem assistência ou supervisão se suas condições físicas, sensoriais ou mentais os impedirem de usá-lo com segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com esse produto.

15. Não use este aparelho enquanto caminha ou conduz.

16. Este aparelho não contém peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Não tente consertar o aparelho sozinho. Leve sempre a um técnico qualificado.

17. Não use este aparelho em locais quentes e húmidos.

18. Não use este aparelho se tiver sintomas de doença

ocular de qualquer tipo ou cirurgia ocular. Seu uso é estritamente proibido se você sofre de glaucoma, catarata ou descolamento de retina.

19. Este dispositivo deve ser usado com precaução em casos clínicos de acidente vascular cerebral, hipertensão ou hipotensão. Consulte o seu médico antes de usar.

20. Se sentir algum desconforto ou dor durante o uso, pare imediatamente de usá-lo.

21. Pessoas com mal-estar físico ou mental ou deficiência mental devem usar este dispositivo com cuidado. Use sob a supervisão de uma pessoa acompanhante. Se sentir algum desconforto durante o uso, pare de usá-lo imediatamente.

22. Evite usar o dispositivo se bebeu álcool ou sente algum mal-estar físico.

23. Este aparelho aquece ligeiramente durante a utilização

(42°C) e deve ser utilizado com cuidado quando utilizado por pessoas sensíveis à temperatura.

24. Coloque o aparelho antes de ligá-lo para evitar danificar os airbags.

25. IMPORTANTE: Antes de usar, certifique-se que removeu as lentes de contato, ganchos ou outros acessórios de cabelo, etc.

26. Este dispositivo de massagem é um produto de relaxamento e não pode substituir medicamentos ou equipamentos médicos.

27. Este dispositivo foi projetado como um produto eletrônico para uso pessoal como massajador e não para uso como ferramenta de diagnóstico, terapêutica e outras ferramentas comerciais.

28. Limpe este aparelho com um pano de algodão embebido em álcool medicinal. Não lave o produto com água.

29. Use apenas o acessório fornecido para efetuar o carregamento da bateria.

30. Use este aparelho com os olhos fechados. Após o uso, sua visão pode ficar turva. Após 1-3 minutos, a sua visão voltará ao normal.

PT ANTES DE USAR

Graças à sua alta tecnologia, o massajador de pressoterapia ocular combina técnicas de calor, massagem e acupressão no olho e nas têmporas, emitindo vibrações suaves que melhoram a circulação sanguínea e que, em conjunto com os efeitos sonoros emitidos pelos seus altifalantes, alcançam um efeito de imersão para um total relaxamento físico e mental.

A acupressão é feita por pressão de ar, sendo assim uma pressão muito suave e delicada com os olhos. Esta técnica permite relaxar o sistema nervoso dos olhos e da cabeça, uma vez que grande parte da tensão está concentrada nas têmporas.

O massajador trabalha a uma agradável temperatura constante de 42° que, para além de ajudar no relaxamento, também ajuda a ativar a circulação sanguínea, melhora a capacidade de fornecer nutrientes e ajuda a aliviar a secura dos olhos.

Os diferentes efeitos sonoros atuam por 10 minutos, facilitam a imersão sensorial e potencializam os efeitos relaxantes da massagem.

Este dispositivo está especialmente desenhado para pessoas que, de uma forma ou de outra, forçam os olhos por muito tempo por estarem em frente a um ecrã, a textos, a conduzir, a usar óculos, etc., seja para estudo, trabalho ou lazer. Eles também são recomendados para pessoas insones.

- Certifique-se de que o aparelho está carregado antes de usar, caso contrário, ele não funcionará com baixa energia.
- Não use este aparelho se o alarme de bateria fraca tocar.
- Certifique-se de que o aparelho está desligado durante o processo de carregamento. Este aparelho possui um programa de autoproteção pelo qual pára automaticamente se estiver em uso.
- Este dispositivo possui uma bateria de lítio embutida cujo tempo de carregamento é de 2 a 3 horas.
- Conecte o adaptador à porta USB.
- A luz vermelha indica que o dispositivo está a carregar.
- A luz azul indica que o dispositivo já está carregado.
- Certifique-se de desconectar o adaptador após o carregamento para evitar o carregamento por um longo período de tempo e, conseqüentemente, encurtar a vida útil da bateria.
- Este dispositivo pode ser carregado com a energia fornecida por um

computador, telefone ou por uma bateria externa, embora seja recomendado que seja realizado por meio de um adaptador padrão conectado à rede elétrica.

PT MODO DE EMPREGO

1. Cada sessão dura 10 minutos, após os quais o dispositivo será desligado automaticamente. Se desejar prolongar a massagem, é necessário ligar o aparelho novamente.
2. Para ligar o aparelho, pressione e segure o botão ligar/desligar por 3 segundos. O dispositivo será iniciado por padrão no modo automático. Ao pressionar o botão ligar/desligar novamente selecionará o próximo modo (modo dinâmico) e ao voltar a pressionar selecionará o último modo (modo de repouso).

A. Modo automático: pressão de ar + aquecimento + som do rio.

B. Modo dinâmico: pressão de ar + som das ondas.

C. Modo de repouso: aquecimento + som de pássaros.

PT MEIO AMBIENTE



Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada). Este símbolo, aposto no produto que

adquiriu ou na respectiva embalagem, indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico quando chegar a altura da sua eliminação. Em vez disso, deve ser entregue num ecoponto que realize a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar que este produto é correctamente eliminado, estará a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, as quais poderiam advir de uma eliminação incorrecta do produto. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados da sua área de residência, os serviços de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

PL ŚROSKI OSTROŻNOŚCI

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków należy podjąć następujące środki ostrożności:

1. Nie używać podczas kąpieli.

2. Ostrzeżenie: IEC 60417 – 5582: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznic, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.



3. Nie należy umieszczać lub pozwolić upaść do wody lub innej cieczy.

4. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, odłączyć go natychmiast. Nie sięgać po nie do wody.

5. Nigdy nie używaj mokrymi rękami.

6. Trzymać urządzenie z dala od wody.

7. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez kontroli po podłączeniu.

8. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej jeżeli znajdują się pod nadzorem i zostały uprzednio przeszkolone z korzystania

urządzenia i poinformowane bezpiecznym sposobie korzystania z niego. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja powinny być przeprowadzane przez użytkownika. Nie powinny dokonywać tego dzieci bez opieki.

9. Stosować urządzenie według jego przeznaczenia wskazanego przez producenta. Nie stosować dodatkowych wkłeszczyków nie wskazanych przez producenta.

10. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód lub wtyczka, jeżeli nie działa prawidłowo, został upuszczony lub jest w jakiś sposób uszkodzone lub wpadło do wody. Zwrócić urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy.

11. Trzymać przewód z dala od ciepła i rozgrzanych powierzchni.

Nie zwiijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

12. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.

13. Nie manipulować urządzeniem.

14. Ten produkt nie może być używany przez dzieci lub inne osoby bez pomocy lub nadzoru, jeśli ich stan fizyczny, sensoryczny lub psychiczny uniemożliwia im bezpieczne korzystanie z niego. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się takim produktem.

15. To urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze zabieraj go do wykwalifikowanego technika.

16. Nie używaj tego urządzenia podczas chodzenia lub prowadzenia pojazdu.

17. Nie używaj tego urządzenia w gorącym i wilgotnym miejscu.

18. Nie używaj tego urządzenia, jeśli masz objawy jakiegokolwiek choroby oczu lub operacji oka. Jego stosowanie jest surowo zabronione, jeśli cierpisz na jaskrę, zaćmę lub odwarstwienie siatkówki.

19. To urządzenie powinno być używane ostrożnie, jeśli miałeś udar, nadciśnienie lub niedociśnienie. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

20. Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas użytkowania, natychmiast przestań go używać.

21. Osoby z fizycznym lub psychicznym dyskomfortem lub upośledzeniem umysłowym powinny używać tego urządzenia z ostrożnością. Stosować pod nadzorem personelu towarzyszącego. Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas użytkowania, natychmiast przestań go używać.

22. Unikaj korzystania z urządzenia, jeśli piłeś alkohol lub odczuwasz dyskomfort fizyczny.

23. To urządzenie nagrzewa się nieznacznie podczas użytkowania (42°C) i powinno być używane ostrożnie, gdy jest używane z osobami wrażliwymi na temperaturę.

24. Załóż urządzenie przed włączeniem, aby uniknąć uszkodzenia poduszek powietrznych.

25. WAŻNE: Przed użyciem upewnij się, że zostały usunięte soczewki kontaktowe, spinki do włosów, akcesoria do włosów itp.

26. To urządzenie do masażu jest produktem relaksacyjnym i nie może zastąpić leków ani sprzętu medycznego.

27. To urządzenie zostało zaprojektowane jako elektroniczny produkt pielęgnacyjny do użytku osobistego jako masażer, a nie do użytku w zastosowaniach

diagnostycznych, terapeutycznych i innych komercyjnych.

28. Urządzenie należy czyścić bawełnianą szmatką nasączoną alkoholem medycznym. Nie myj produktu wodą.

29. Do ładowania używaj wyłącznie dostarczonego akcesorium.

30. Używaj tego urządzenia z zamkniętymi oczami. Po użyciu Twoje widzenie może być niewyraźne. Po 1-3 minutach twój wzrok znów będzie normalny.

PL PRZED UŻYCIEM

Dzięki swojej zaawansowanej technologii masażer do presoterapii ocznej łączy techniki ciepła, masażu i akupresury na oku i skroniach, emitując delikatne wibracje, które poprawiają krążenie krwi i które wraz z efektami dźwiękowymi emitowanymi poprzez jego głośniki zapewniają efekt odprężenia fizycznego i psychicznego.

Akupresura odbywa się za pomocą ciśnienia powietrza, więc jest to bardzo delikatny ucisk oczu. Technika ta pozwala na rozluźnienie układu nerwowego oka i głowy, ponieważ napięcie koncentruje się na skroniach.

Masażer działa w przyjemnej, stałej temperaturze 42°, która nie tylko pomaga się zrelaksować, ale także aktywuje krążenie krwi, poprawia zdolność dostarczania składników odżywczych i pomaga złagodzić suchość oka.

Różne efekty dźwiękowe działają przez 10 minut i ułatwiają odprężenie oraz wzmacniają relaksujące efekty masażu.

To urządzenie jest specjalnie zaprojektowane dla osób, które w różny sposób męczą oczy przez długi czas, pracując przed ekranem, pisząc SMS-y, prowadząc samochód, nosząc okulary itp., lub w trakcie nauki, pracy czy wypoczynku. Zalecane są również osobom cierpiącym na bezsenność.

- Upewnij się, że urządzenie jest naładowane przed pierwszym użyciem, w przeciwnym razie nie będzie działać przy niskiej mocy.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli włączy się dźwięk alarmu niskiego poziomu baterii.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas procesu ładowania. To urządzenie jest wyposażone w program samowylączenia, dzięki któremu zatrzyma się automatycznie, jeśli jest włączone.
- To urządzenie posiada wbudowaną baterię litową, której czas ładowania wynosi 2 - 3 godziny.

- Podłącz adapter do portu USB.
- Czerwone światło wskazuje, że urządzenie się ładuje.
- Niebieskie światło oznacza, że urządzenie jest już naładowane.
- Pamiętaj, aby odłączyć zasilacz po naładowaniu, aby uniknąć ładowania przez długi czas i skrócenia żywotności baterii.
- Urządzenie to może być ładowane za pomocą zasilania z komputera lub telefonu lub zewnętrznej baterii, chociaż zaleca się, aby odbywało się to za pomocą standardowego zasilacza podłączonego do prądu.

PL JAK UŻYWAĆ

Każda sesja trwa 10 minut, po czym urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeśli chcesz przedłużyć masaż, musisz ponownie włączyć urządzenie.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Urządzenie domyślnie uruchomi się w trybie automatycznym. Ponowne naciśnięcie przycisku włączania / wyłączania spowoduje wybranie następnego trybu (tryb dynamiczny), a ponowne naciśnięcie wybierze ostatni tryb (tryb spoczynku)

A. Tryb automatyczny: ciśnienie powietrza + ogrzewanie + dźwięk rzeki.

B. Tryb dynamiczny: ciśnienie powietrza + fale dźwiękowe

C. Tryb spoczynku: ogrzewanie + dźwięk ptaków

PL ŚRODOWISKO



Dyspozycje odnoszące się do dawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach-wywóz selektywny). Ten symbol na produkcie, na paczce, wskazuje na to, że produkt nie może być uznawany za produkt pochodzenia rodzimego, tylko za przeznaczony recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając zasad selekcji odpadów, pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w razie nieprawidłowej selekcji śmieci. Recykling wspomaga naturalny rozkład materii. Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji o zużyciu surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów, mających związek z tym produktem, prosimy o kontakt z władzami miasta, która zajmują się tym tematem.

Teléfono de atención al cliente
Customer office telephone

España / Spain	902 122 135
Francia / France.....	00 800 4000 2000
Gran Bretaña / Uk.....	00 800 4000 2000
Italia / Italy	00 800 4000 2000
Alemania / Germany	00 800 4000 2000
Portugal.....	00 800 4000 200
Polonia / Poland.....	00 800 4000 2000
Otros países / Other countries:	+34 983 477 214



ID Italian
design

IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA

Italian designed, made in China
Diseñado en Italia, fabricado en china

www.italiandesign.es
Distributed by / Distribuido por
PostQuam Cosmetic, S.L.
Ctra. Burgos-Portugal, km115
47270 Cigales - Valladolid - Spain
www.postquam.com