


ID Italian
design

IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA



AIR-PRESS SYSTEM
for HOME



(EN) PARTS LIST

- A. Controller.
- B. Air Tube.
- C. Thigh massager.
- D. Foot Massager.
- E. Adapter.
- F. Foot massager.

(IT) COMPONENTI

- A. Controller.
- B. Tubo dell'aria.
- C. Massaggiatore dei muscoli.
- D. Massaggiatore dei piedi.
- E. Adattatore.
- F. Massaggiatore plantare.

(ES) COMPONENTES

- A. Controlador.
- B. Tubo de aire.
- C. Masajeador de muslos/brazos/cintura.
- D. Masajeador de piernas.
- E. Adaptador.
- F. Masajeador de pies.

(DE) ZUBEHÖR

- A. Controller.
- B. Luftschlauch.
- C. Massage für die Beine.
- D. Massage für die Füße.
- E. Adapter.
- F. Fußmassagegerät.

(PL) ZAWIERA

- A. Kontroler.
- B. Masażer do stóp.
- C. Masażer ud.
- D. Rura powietrzna.
- E. Adapter.
- F. Masażer do stóp.

EN PRECAUTIONS

Please read the instructions carefully before using the appliance. To reduce any risk of accident, take the following precautions:

1. Always unplug the appliance immediately after use.
2. Never use the appliance while you are in the bath.
3. Precaution: the sign IEC 60417 - 5582 refers to the fact that you do not have to place or store the appliance anywhere where it could fall or be pushed towards the bath or sink.



4. Never place or allow the appliance to come into contact with water or any other liquid.
5. If the appliance falls into the water, unplug it immediately. Do not place your hand in the water.
6. An appliance should never be left unattended while it is plugged into the mains.
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

8. Use this appliance only for its intended purpose, as indicated in this manual. Do not use any accessory that is not recommended by the manufacturer.

9. Never use this appliance if the power cord or plug is damaged, if it is malfunctioning, if it has been dropped or has fallen into water. Take the appliance to your nearest service centre for inspection or repair.

10. Keep the power cord away from sources of heat or hot surfaces.

11. Do not use the appliance if you are drowsy.
12. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised technical service or a qualified technician in order to prevent hazards.

13. When attaching accessory parts, cleaning the appliance or when a disturbance occurs, switch off the appliance beforehand. Pull out the plug from the electrical supply, do not pull

on the electrical cable itself.

14. Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight.

15. This appliance is only suitable for indoor use.
16. Do not attempt to open the unit or repair it.
17. This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.

18. Keep heated surfaces clean and free of dust.

19. If cleaning becomes necessary, wipe the exterior with a damp cloth.

20. If any malfunction occurs, unplug the appliance, return it to service center to repair.

21. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break.

22. Handle cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining specially at the plug connections. It could cause the cord to fray and possibly break.

23. Save these instructions for future reference.

24. Do not share power outlets with other appliances.

25. If an error occurs during use, immediately turn off the power and stop using it

26. Do not use a power transformer that is not original.

27. Since this product contains precision control electric parts, please do not disassemble the controller.

28. Please use this product according to this manual.

29. Please do not use this product in other parts of the body except for the body part described in this manual.


30. Do not use this product if you are using another physiotherapy product.

31. Please do not use this product when there are serious diseases. In addition, please consult your doctor before use.

32. If you feel uncomfortable during use or feel skin irritation, stop using it immediately. Also, please consult your doctor before reusing this product.

33. Please note that this is not a medical device!

TYPES OF POSSIBLE MESSAGES



Waist Massage Arm Massage

FEATURES

The product has 9 levels intensities can be adjusted with +/- .When you turn on the machine, the intensity is at level 5, the inflation time is 40 seconds, the hold time is 10 seconds, and the deflation time is 16 seconds. Adjust +/- according to your feelings and make it the most suitable power for you.

If the LED is displayed as "15", it means that 15 minutes of work time will start. From this point on, the LED will be decremented until "0" product turns off automatically.


When using this product for the first time, we recommend starting with the lowest strength and adjusting it to the appropriate strength.

Intensity	Inflation Time (seconds)	Holding Time (seconds)	Deflation Time (seconds)
1	20	10	8
2	25	10	10
3	30	10	12
4	35	10	14
5	40	10	16
6	45	10	18
7	50	10	20
8	55	10	22
9	60	10	24

MAINTENANCE

1. Remove the air tubes before cleaning and leave the controller dry.
2. You can wipe with a soft cloth moistened with detergent.
3. Please do not put under the sun.


CONTROLLER IDENTIFICATION



INSTALLATION AND OPERATION

Connect the massager, controller, air tubing and power supply as shown below:

1. Place the massager on the appropriate part of the body.
2. Correctly connect the air tube and the massager.
3. Please connect switching power supply and controller correctly.
4. Make sure the air tube is smooth and the controller is operating normally.



SPECIFICATIONS

Input Power: AC100V~240V/50~60 HZ.

Working Power: DC12V/1A.


Power: 10W.

Electrical Category: II.

Insulation Class: E.

Timing: 15 minutes.

ENVIRONMENT

 Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collection programs. This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated

as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, household waste disposal service or the retail store where you purchased this product.

ES PRECAUCIONES

Por favor, leer atentamente las instrucciones antes de proceder al uso de este aparato. Para disminuir los riesgos de accidente tome las siguientes precauciones:

1. Desenchufar siempre el aparato inmediatamente después de su utilización.
2. No utilizarlo mientras se está tomando un baño.
3. Advertencia: El símbolo IEC 60417 - 5582 hace referencia a que este aparato no debe utilizarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
4. No dejar caer al agua o cualquier otro líquido.
5. Si el aparato cae en el agua, desenchufarlo inmediatamente. No meter la mano en el agua.
6. El aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras está enchufado.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros los involucrados.
8. Utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido diseñado, tal como se indica en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
9. Nunca hacer funcionar este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si ha caído o si está de algún modo dañado o ha caído en el agua. Llevar el aparato al

servicio técnico autorizado más cercano para su examen o reparación.

10. Mantener el cable apartado del calor o de superficies calientes. No enrollar el cable alrededor del aparato.
11. Nunca utilizarlo si se está soñoliento o medio dormido.
12. Si el cable de corriente está dañado deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico autorizado o por un técnico cualificado, con tal de evitar un peligro.
13. Cuando coloque las piezas accesorias, limpie el aparato o cuando ocurra una perturbación, apáguelo de antemano. Retire el enchufe del suministro eléctrico, no tire del cable eléctrico.
14. Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo y fuera de la luz directa del sol.
15. Este aparato solo es apto para uso en interiores.
16. No intente abrir la unidad o repararla.
17. Este aparato debe ser almacenado fuera del alcance de los niños y/o de los discapacitados.
18. Mantenga la superficie limpia y sin polvo.
19. Si se necesita limpiarla, pase el exterior con un trapo húmedo.
20. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato y devuelva lo al centro de asistencia para que la reparen.
21. Nunca envuelva el cable al aparato, ya que eso podría dañar o romper el cable.
22. Maneje el cable con atención y no tire de él para que dure más tiempo. Evite sacudir, torcer o estirar el enchufe para no dañar o romper el cable. En caso de que el cable esté torcido, desenróllelo antes del utilizarlo.
23. Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
24. No comparta la toma de corriente con otros aparatos.
25. Si se produce un error durante el uso, apáguelo inmediatamente y deje de usarlo.
26. No utilice un transformador de potencia que no sea original.
27. Dado que este producto contiene piezas eléctricas de control de precisión, no desmonte el controlador.
28. Utilice este producto de acuerdo con este manual.
29. No utilice este producto en otras partes

del cuerpo, excepto la parte del cuerpo que se describe en este manual.


30. No use este producto si está usando otro producto de fisioterapia.

31. No utilice este producto cuando haya enfermedades graves. Además, consulte a su médico antes de usar.

32. Si se siente incómodo durante el uso o siente irritación de la piel, deje de usarla inmediatamente. Además, consulte a su médico antes de reutilizar este producto.

33. ¡Tenga en cuenta que esto no es un dispositivo médico!

TIPOS DE POSIBLES MASAJES



Masaje de cintura

Masaje de brazos

Masaje de pierna completa

CARACTERÍSTICAS

Intensidad	Tiempo de inflado (segundos)	Tiempo de espera (segundos)	Tiempo de desinflado (segundos)
1	20	10	8
2	25	10	10
3	30	10	12
4	35	10	14
5	40	10	16
6	45	10	18
7	50	10	20
8	55	10	22
9	60	10	24

El producto tiene 9 niveles de intensidad que se pueden ajustar con + / -. Cuando enciende la máquina, la intensidad está en el nivel 5, el tiempo de inflado es de 40 segundos, el tiempo de espera


es de 10 segundos y el tiempo de deflación es de 16 segundos. Ajuste +/- según sus sentimientos y conviértalo en el poder más adecuado para usted.

Si el LED se muestra como "15", significa que se iniciarán 15 minutos de tiempo de trabajo. A partir de este momento, el LED disminuirá hasta que el producto "0" se apague automáticamente. Cuando utilice este producto por primera vez, le recomendamos que comience con la fuerza más baja y que lo ajuste a la fuerza adecuada.

MANTENIMIENTO

1. Retire los tubos de aire antes de limpiar y deje el controlador seco.
2. Se puede limpiar con un paño suave humedecido con detergente.
3. Por favor, no poner bajo el sol.


IDENTIFICACIÓN DEL CONTROLADOR



INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Conecte el masajeador, el controlador, el tubo de aire y la fuente de alimentación como se muestra a continuación:

1. Coloque el masajeador en la parte apropiada del cuerpo.
2. Conecte correctamente el tubo de aire y el masajeador.
3. Conecte la fuente de alimentación de conmutación y el controlador correctamente.
4. Asegúrese de que el tubo de aire esté liso y que el controlador esté funcionando normalmente.



ESPECIFICACIONES

Entrada: AC100V ~ 240V/ 50 ~ 60 HZ.

Potencia de trabajo: DC12V/1A.

Potencia: 10W.

Categoría eléctrica: II.

Clase de aislamiento: E.

Tiempo de trabajo: 15 minutos.

MEDIO AMBIENTE

Eliminación de equipamiento eléctrico y electrónico usado. (Aplicable en la unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva). Este símbolo en el producto, sus accesorios o embalaje indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deshágase de este equipamiento en su punto de recogida más cercano para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen diferentes sistemas de recogida de productos eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar la correcta eliminación de este producto ayudará a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían tener lugar si el producto no se eliminara de forma adecuada. EL reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por consiguiente, no elimine equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con residuos domésticos. Para información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el producto.

FR PRÉCAUTIONS

S'il vous plaît lire les instructions avant d'utiliser cet appareil. Pour réduire le risque d'accidents, prenez les précautions suivantes:

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après son utilisation.
2. Ne pas utiliser en prenant un bain.
3. Avertissement: le symbole IEC 60417 - 5582: indique que cet appareil ne doit pas être utilisé près des baignoires, douches, lavabos et autres récipients pouvant contenir de l'eau.
4. Ne pas le mettre en contact ou le laisser tomber dans l'eau ou autre liquide.



5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre la main dans l'eau.

6. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est branché.

7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

8. Se servir de l'appareil uniquement pour l'utilisation à laquelle il a été conçu, comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

9. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son câble de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a subi divers dommages dû à l'eau. Apporter l'appareil au service technique spécialisé et compétent pour un examen et une réparation de ce dernier.

10. Maintenir le câble loin de toutes sources de chaleur ou de surfaces chaudes. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.

11. Ne jamais utiliser dans un état de somnolence ou d'extrême fatigue.

12. Si le câble de branchement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service technique adéquat ou par un technicien qualifié afin d'éviter toutes utilisations dangereuses.

13. Lors de la mise en place des accessoires, nettoyez l'appareil ou éteignez-le au préalable. Retirez la fiche de l'alimentation électrique, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

14. Conserver dans un endroit propre et sec et ne pas exposer au soleil.

15. Cet appareil ne convient que pour une utilisation en intérieur.

16. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil ou de le réparer.

17. Cet appareil doit être rangé hors de la portée des enfants et / ou des personnes handicapées.

18. Gardez la surface propre et sans poussière.

19. Si vous devez nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Passez l'extérieur avec un chiffon humide.

20. En cas de problème, débranchez l'appareil, et renvoyez-le au centre de réparation pour le faire réparer.

21. Ne tordez jamais le câble de l'appareil, car il pourrait casser ou être endommagé.

22. Utilisez le câble avec précaution et ne tirez pas pour qu'il dure longtemps. Ne secouez pas, ne tordez pas et ne tirez pas la prise pour ne pas endommager ou casser le câble. Si le câble n'est pas droit, déroulez-le avant de l'utiliser.

23. Conservez ces instructions pour référence future.

24. Ne pas utiliser les câbles avec d'autres appareils.

25. Si une erreur survient pendant l'utilisation, éteignez-le immédiatement et arrêtez l'utilisation.

26. N'utilisez pas de transformateur autre que celui d'origine.

27. Puisque ce produit contient des pièces électriques de contrôle de précision, ne pas démonter pas le contrôleur.

28. Utilisez ce produit conformément à ce manuel.

29. Ne pas utiliser ce produit sur d'autres parties du corps, que celles décrit dans ce manuel.


30. N'utilisez pas ce produit si vous utilisez un autre produit de physiothérapie.

31. Ne pas utiliser ce produit en cas de maladie grave. En outre, consultez votre médecin avant utilisation.

32. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation ou si vous ressentez une irritation de la peau, arrêtez l'utilisation immédiatement. Consultez également votre médecin avant de réutiliser cet appareil.

33. C'est appareil n'est pas un appareil médical!

TYPES DE MASSAGES POSSIBLES



Massage de l'abdomen

Massage des bras

Massage des jambes complète

CARACTÉRISTIQUES

Le produit a 9 niveaux d'intensité qui peuvent être réglé avec + / -. Lorsque vous allumez la machine, l'intensité est au niveau 5, le temps de pression est de 40 secondes, le temps d'attente est de 10 secondes et le temps de dépression est de 16 secondes. Ajustez +/- en fonction de vos besoins et de la sensation ressentie.

Si le voyant lumineux indique "15", cela signifie que le temps de travail est de 15 minutes. A partir de ce moment, le témoin LED diminuera jusqu'à terminer le temps de travail. Le témoin indiquera « 0 » et s'éteindra automatiquement.

Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, nous vous recommandons de commencer avec la force la plus basse et d'augmenter doucement jusqu'à l'intensité désirée.

Intensité	Temps de pression (secondes)	Temps d'attente (secondes)	Temps de dépression (secondes)
1	20	10	8
2	25	10	10
3	30	10	12
4	35	10	14
5	40	10	16
6	45	10	18
7	50	10	20
8	55	10	22
9	60	10	24


ENTRETIEN

1. Retirez les tubes d'air avant le nettoyage et sécher le contrôleur.

2. Il peut être nettoyé avec un chiffon doux imbibé de produit nettoyant.

3. Ne pas exposer au soleil.

IDENTIFICATION DU CONDUCTEUR




1. Indicateur de temps / intensité LE
2. +/- augmentation et diminution de l'intensité.
3. ON / OFF.

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

Connectez le masseur, la télécommande, le tube à air et la prise comme indiqué ci-dessous:

1. Placez le masseur sur la partie appropriée du corps.
2. Connectez le tube à air et le masseur correctement.
3. Connectez l'adaptateur et la télécommande correctement.
4. Assurez-vous que le tube à air ne soit pas emmêlé et que la télécommande fonctionne normalement.



SPÉCIFICATIONS

Entrée: AC100V~ 240V/ 50~60 HZ.

Puissance en ampères: DC12V/1A.

Puissance: 10W.

Catégorie électrique: II.

Classe d'isolation: E.

Temps de travail: 15 minutes.

ENVIRONNEMENT

Disposition concernant les anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés). Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique ce produit ne sera pas traité comme perte ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquate de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez

contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rejets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT AVVERTENZE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di procedere con l'uso di questo dispositivo. Per ridurre il rischio di incidenti, adottare le seguenti precauzioni:

1. Staccare l'apparecchio dalla spina elettrica dopo l'uso.

2. Non utilizzare quando si sta facendo la doccia.

3. Precauzione: il simbolo IEC 60417 - 5582 indica che l'apparecchio non si può utilizzare in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengano acqua.

4. Non lasciare cadere l'acqua o nessun altro liquid.

5. Se cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non mettere le mani nell'acqua.

6. Non lasciare l'apparecchio senza sorveglianza mentre è collegato alla spina.

7. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.

8. Usare l'apparecchio soltanto per lo scopo designato, come descritto nelle istruzioni. Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante.

9. Non utilizzare mai questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o se è danneggiato o è caduto nell'acqua. Portare l'apparecchio al più vicino servizio tecnico autorizzato per l'esame o la riparazione.


10. Tenere il cavo lontano da fonti di calore o superfici calde. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.

11. Non utilizzarlo quando si è assennati.

12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio tecnico o da un tecnico autorizzato al fine di evitare pericoli.

13. Quando si posizionano gli accessori, pulire l'apparecchio nel caso in cui si verifichi un danno, spegnerlo preventivamente. Togliere la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo di alimentazione.
14. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, privo di polvere e non esporlo alla luce solare diretta.
15. Questo dispositivo è adatto solo per uso interno.
16. Non tentare di aprire l'unità o ripararla.
17. Questo dispositivo deve essere conservato fuori dalla portata di bambini e / o persone disabili.
18. Mantenere la superficie pulita e senza polvere.
19. Nel caso in cui si debba pulire, scollegare il dispositivo dall'alimentatore e lasciare raffreddare. Passare l'esterno con uno straccio umido.
20. In caso di un guasto, scollegare il dispositivo, lasciarlo raffreddare e riportarlo al centro di assistenza per la riparazione.
21. Non attorcigliare mai il cavo del dispositivo, poiché si potrebbe rompere o danneggiare.
22. Usare il cavo con attenzione e non tirarlo in modo che duri di più. Non scuotere, attorcigliare o tirare la presa per non danneggiare o rompere il cavo. Nel caso in cui il cavo sia storto, srotolarlo prima dell'uso.
23. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.
24. Non condividere le prese con altri elettrodomestici.
25. Se si verifica un errore durante l'uso, spegnerlo immediatamente e interrompere l'utilizzo.
26. Non utilizzare un trasformatore non originale.
27. Poiché questo prodotto contiene parti elettriche con controllo di precisione, non smontare il regolatore.
28. Utilizzare questo prodotto in conformità con il presente manuale.
29. non utilizzare questa macchina in altre parti del corpo, eccetto la parte descritta in questo manuale.
30. non utilizzare questa macchina se si sta utilizzando un altro apparato di fisioterapia.
31. non utilizzare questo macchinario in presenza di patologie e infermità gravi. Inoltre consultare un medico prima dell'utilizzo.
32. Se si sente a disagio durante l'utilizzo o sente la pelle irritata, smetta di utilizzarlo immediatamente. Inoltre, consulti un medico prima di riutilizzare l'apparato.
33. **Tenga in considerazione che questo non è un dispositivo medico!**

TIPI DI MASSAGGI DISPONIBILI



Massaggio del bacino

Massaggio delle braccia

Massaggio della gamba intera

CARATTERISTICHE

Intensità	Tempo di gonfiaggio (secondi)	Tempo di attesa (secondi)	Tempo di sgonfiaggio (secondi)
1	20	10	8
2	25	10	10
3	30	10	12
4	35	10	14
5	40	10	16
6	45	10	18
7	50	10	20
8	55	10	22
9	60	10	24

Il prodotto ha 9 livelli di intensità che si possono regolare con +/- . Quando si accende la macchina, la intensità è al livello 5, il tempo di gonfiaggio è di 40 secondi, il tempo di attesa è di 10 secondi e il tempo di sgonfiaggio è di 16 secondi. Regolare +/- secondo le proprie sensazioni in modo da renderlo adeguato alle proprie caratteristiche.


Se lo schermo Led mostra il numero "15" significa che inizieranno 15 minuti di terapia. A partire da questo momento, il timer diminuirà fino a 0; si spegnerà automaticamente. Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, si raccomanda che si inizi con una intensità bassa e che venga regolato adeguatamente.

MANUTENZIONE

1. Rimuovere i tubi prima di pulirlo e lasciare il controller asciutto.


2. Si può pulire con un panno leggermente inumidito con detergente.
3. Per favore, non esporre direttamente al sole.

ELEMENTI CONTROLLER



1. Timer / intensità LE
2. +/- aumentare e diminuire l'intensità.
3. ON/OFF.

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO



- Connettere il massaggiatore, il controller, il tubo dell'aria e l'alimentatore come indicato di seguito:
1. Collocare il massaggiatore nella parte del corpo appropriata.
 2. Collegare correttamente il tubo e il massaggiatore.
 3. Collegare correttamente l'alimentatore e il controller.
 4. Assicurarsi che il circuito di gonfiaggio è ben disteso e che il controller funzioni correttamente.

SPECIFICHE

Input: AC100V~240V/50~60 HZ.
Potenza di lavoro: DC12V/1A.
Potenza: 10W.
Categoria elettrica: II.
Classe di isolamento: E.
Tempo di lavoro: 15 minuti.

AMBIENTE

Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta di erenziata).

Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato

come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

DE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie sich mit Aufmerksamkeit die Vorsichtsmaßnahmen durch bevor Sie dieses Gerät verwenden. Um die Unfallgefahr zu vermeiden, beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Schalten Sie das Gerät sofort nach Gebrauch aus.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie ein Bad nehmen.
3. Warnung: IEC 60417 - 5582: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
4. Lassen Sie auf den Gerät kein Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.
5. Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, ziehen Sie das Gerät aus den Netzstecker raus.
6. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
7. Dieses Gerät darf auch von Kindern im Alter ab 8 Jahre alt und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie eine entsprechende Ausbildung der Verwendung des Geräts bekommen haben und sie auch die verschiedenen Gefahren verstanden haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
8. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde, wie in diesem Handbuch angezeigt wird. Verwenden Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.

9. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder wenn es in Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion oder Reparatur zum nächsten autorisierten Kundendienst.

10. Halten Sie das Kabel fern von Hitze oder heißen Oberflächen entfernt. Nicht das Kabel um das Gerät wickeln.

11. Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde oder schläfrig sind.

12. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kabels. Wenn es beschädigt ist, muss es von dem Hersteller, dem technischen Service oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden.

13. Schalten Sie das Gerät beim der Ersatzteile oder schalten Sie es bei Störungen vorher aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.

14. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenem Ort, ohne Staub auf und setzen Sie es nie direkt dem Sonnenlicht aus.

15. Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.

16. Das Gerät bitte nicht manipulieren.

17. Dieses Gerät sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Behinderten aufbewahrt werden.

18. Halten Sie die Oberfläche sauber und staubfrei.

19. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch.

20. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion vom Netz und geben Sie es zur Reparatur an das Kundendienstzentrum.

21. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da dies das Kabel beschädigen oder brechen kann.

22. Behandeln Sie das Kabel sorgfältig und ziehen Sie nicht daran. Vermeiden Sie das Schütteln, Verdrehen oder Ziehen des Steckers, um das Kabel nicht zu beschädigen. Falls das Kabel verdreht ist, rollen Sie es vor dem Gebrauch ab.

23. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

24. Teilen Sie die Steckdosen nicht mit anderen Geräten.

25. Wenn während der Verwendung ein Fehler auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und

verwenden Sie es nicht weiter.

26. Verwenden Sie keinen Netztransformator, der nicht original ist.

27. Zerlegen Sie den Controller nicht, da dieses Produkt elektrische Teile für die Präzisionssteuerung enthält.

28. Verwenden Sie dieses Produkt gemäß dieser Anleitung.

29. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an anderen Körperteilen, außer an den in diesem Handbuch beschriebenen.


30. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie ein anderes Physiotherapieprodukt verwenden.

31. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn schwere Krankheiten vorliegen. Fragen Sie vor der Anwendung auch Ihren Arzt.

32. Wenn Sie sich während des Gebrauchs unwohl fühlen oder Hautreizungen spüren, beenden Sie die Verwendung sofort.

33. Fragen Sie auch Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt wiederverwenden.

ARTEN VON MÖGLICHEN MASSAGEN



Tailormassage

Armmassage

Ganzbeinmassage

EIGENSCHAFTEN

Das Produkt verfügt über 9 Intensitätsstufen, die mit + / - eingestellt werden können. Wenn die Maschine eingeschaltet ist, befindet sich die Intensität auf Stufe 5, die Aufblaszeit beträgt 40 Sekunden, die Wartezeit beträgt 10 Sekunden und die Ablasszeit beträgt 16 Sekunden. Passen Sie +/- entsprechend Ihren Gefühlen an und machen Sie die für Sie am besten geeignete Leistung.

Wenn die LED als "15" angezeigt wird, beginnt die Arbeitszeit von 15 Minuten. Ab diesem Moment sinkt die

LED, bis das Produkt "0" automatisch ausgeschaltet wird. Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, mit der geringsten Kraft zu beginnen und sie auf die richtige Kraft einzustellen.

Intensität	Zeit des Aufpumpen ((Sekunden)	Zeit des Wartung (Sekunden)	Zeit des Entpumpen (Sekunden)
1	20	10	8
2	25	10	10
3	30	10	12
4	35	10	14
5	40	10	16
6	45	10	18
7	50	10	20
8	55	10	22
9	60	10	24

WARTUNG

- Entfernen Sie die Luftschläuche vor der Reinigung und lassen Sie den Controller trocken.
- Sie kann mit einem weichen, mit Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Bitte setzen Sie sich nicht unter die Sonne.

IDENTIFIKATION




- Zeitanzeige / intensität LE
- +/- erhöhen und verringern der Intensität.
- ON/OFF.

INSTALLATION UND BETRIEB

Schließen Sie das Massagegerät, den Controller, den Luftschlauch und die Stromversorgung wie folgt an:

- Legen Sie das Massagegerät auf die entsprechende Körperstelle.
- Schließen Sie den Luftschlauch und das Massagegerät richtig an.
- Schließen Sie das Schaltnetzteil und die Steuerung korrekt an.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch glatt ist und der Controller normal arbeitet.



BESCHREIBUNG

Eingang: AC100V ~ 240V / 50 ~ 60 HZ.

Arbeitsauftrag: DC12V/1A.

Leistung: 10W.

Elektrische Kategorie: II.

Isolationsklasse: E.

Arbeitszeit: 15 Minuten.

UMWELT

Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem).

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyceln dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

PT PRECAUÇÕES

Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho. Para diminuir o risco de acidentes tome as seguintes precauções:


- Desligue sempre o aparelho depois da sua utilização.
- Não utilizar durante o duche.
- Advertência: IEC 60417 - 5582: não usar este aparelho perto da banheira,



- duche e outros recipientes que contenham água.
4. Não deixar cair água ou outro líquido.
 5. Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente. Não meter a mão na água.
 6. Desligue sempre da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
 7. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e com falta de experiência e conhecimentos, se lhes foi dada a supervisão ou formação apropriada com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e estes compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com a aparelho. A limpeza e o mantimento serao realizados pelo usuário, as crianças nao o devem fazer sem supervisão. As crianças devem ser vigiadas para assegurar-se que não brincom com o aparelho.
 8. Utilizar este aparelho apenas para o uso para o qual foi concebido, tal como é indicado neste manual. Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante.
 9. Não utilizar este aparelho se tem o cabo ou a tomada danificados, se não está a funcionar corretamente, se está de alguma forma danificado ou se caiu na água, levar o aparelho ao serviço técnico autorizado mais perto para o examinar ou reparar.
 10. Manter o cabo afastado do calor ou de superfícies quentes. Não enrolar o cabo a volta do aparelho.
 11. Não utilizar se está sonolento ou meio dormente.
 12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço técnico autorizado ou por um técnico qualificado, para evitar perigos.
 13. Ao colocar as peças acessórias, limpe o aparelho ou quando ocorrer algum distúrbio, desligue-o antecipadamente. Remova a ficha da fonte de alimentação, não puxe pelo cabo de alimentação.
 14. Guarde o aparelho num local seco, livre de poeira e longe da luz solar direta.
 15. Este dispositivo é adequado apenas para uso interno.
 16. Não tente abrir a unidade ou consertá-la.
 17. Este dispositivo deve ser guardado fora do alcance de crianças e / ou pessoas com deficiência.

18. Mantenha a superfície limpa e sem pó.
19. Se se necessita limpiá-la, passe o exterior com um pano húmido.
20. No caso de mau funcionamento, desconecte o aparelho e devolva-o ao centro de assistência para que a reparem.
21. Nunca enrole o cabo ao aparelho, já que isso poderia danificar ou partir o cabo.
22. Maneje o cabo com atenção e não o tire para que dure mais tempo. Evite sacudir, torcer ou esticar a ficha para não danificar ou partir o cabo. No caso de que o cabo esteja torcido, desenrole-o antes de utilizá-lo.
23. Guarde estas instruções para referência futura.
24. Não compartilhe as tomadas de energia com outros aparelhos.
25. Se ocorrer um erro durante o uso, desligue-o imediatamente e pare de usá-lo.
26. Não use um transformador de energia que não seja original.
27. Como este produto contém peças elétricas de controle de precisão, não desmonte o controlador.
28. Use este produto de acordo com este manual.
29. Não use este produto noutras partes do corpo, exceto na parte do corpo descrita neste manual.
30. Não use este produto se estiver a usar outro produto de fisioterapia.
31. Não use este produto quando houver doenças graves. Além disso, consulte o seu médico antes de usar.
32. Se, se sentir desconfortável durante o uso ou sentir irritação na pele, pare de usá-lo imediatamente. Além disso, consulte o seu médico antes de reutilizar este produto.
33. **Tenha em conta que isto não é um dispositivo médico!**

TIPOS DE POSSÍVEIS MASSAGENS



Massagem na cintura

Massagem nos braços

Massagem na perna completa

CARACTERÍSTICAS

O produto possui 9 níveis de intensidade que podem ser ajustados com + / -. Quando a máquina está ligada, a intensidade está no nível 5, o tempo de enchimento é de 40 segundos, o tempo de espera é de 10 segundos e o tempo de esvaziamento é de 16 segundos. Ajustar +/- de acordo com os seus sentimentos e torná-lo no poder mais adequado para si.


Se o LED é mostrado como "15", isso significa que 15 minutos de tempo de trabalho serão iniciados. A partir deste momento, o LED diminuirá até que o produto "0" se desligue automaticamente. Ao usar este produto pela primeira vez, recomendamos que comece com a força mais baixa e a vá ajustando à força adequada.

Intensidade	Tempo de inflação (segundos)	Tempo de espera (segundos)	Tempo de deflação (segundos)
1	20	10	8
2	25	10	10
3	30	10	12
4	35	10	14
5	40	10	16
6	45	10	18
7	50	10	20
8	55	10	22
9	60	10	24

MANUTENÇÃO

1. Remova os tubos de ar antes de limpar e deixe o controlador secar.
2. Pode ser limpo com um pano macio umedecido com detergente.
3. Por favor, não coloque sob o sol.


IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR



INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Ligue o massajador, o controlador, o tubo de ar e a fonte de alimentação como mostrado abaixo:

1. Coloque o massajador na parte apropriada do corpo.
2. Ligue o tubo de ar e o massajador corretamente.
3. Ligue a fonte de alimentação de comutação e o controlador corretamente.
4. Certifique-se de que o tubo de ar esteja liso e que o controlador esteja a funcionar normalmente.



ESPECIFICAÇÕES

Entrada: AC100V~ 240V/ 50~60 HZ.
Potencia de trabalho DC12V/1A.
Potencia: 10W.
Tempo de trabalho: 15 minutos.
Categoria elétrica: II.
Classe de isolamento: E.

MEIO AMBIENTE

 Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada). Este símbolo, aposto no produto que adquiriu ou na respectiva embalagem, indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico quando chegar a altura da sua eliminação. Em vez disso, deve ser entregue num ecoponto que realize a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar que este produto é correctamente eliminado, estará a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, as quais poderiam advir de uma eliminação incorrecta do produto. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto,

contacte os serviços municipalizados da sua área de residência, os serviços de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

PL ŚROSKI OSTROŻNOŚCI

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków należy podjąć następujące środki ostrożności:


1. Odłączyć urządzenie, gdy nie jest w użyciu i podczas czyszczenia.
2. Nie używać podczas kąpieli.
3. Ostrzeżenie: IEC 60417 - 5582: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.
4. Nie należy umieszczać lub pozwolić upaść do wody lub innej cieczy.
5. Jeśli wpadnie do wody, natychmiast odłączyć ją od zasilania. Nie wkładaj rąk do wody.
6. Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru podczas podłączania.
7. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej jeżeli znajdują się pod nadzorem i zostały uprzednio przeszkolone z korzystania urządzenia i poinformowane bezpiecznym sposobie korzystania z niego. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
8. Używaj tego urządzenia tylko do celów, do jakich zostało zaprojektowane, zgodnie z tym, co opisano w tej instrukcji. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
9. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, jest uszkodzone lub wpadło do wody. Zabierz urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu technicznego w celu przeprowadzenia badania lub naprawy.
10. Trzymać przewód z dala od ciepła i rozgrzanych powierzchni. Nie związać przewodu zasilającego wokół urządzenia.
11. Nigdy nie używać jeśli jesteś senny lub półprzytomny.



12. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis techniczny lub wykwalifikowanego technika, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
13. Podczas umieszczania akcesoriów, czyszczenia urządzenia lub wystąpienia zakłóceń, należy je wcześniej wyłączyć. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, nie ciągnij za przewód zasilający.
14. Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym, wolnym od kurzu i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
15. To urządzenie jest odpowiednie tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie próbuj otwierać urządzenia ani go naprawiać.
16. Nie próbuj otwierać urządzenia ani go naprawiać.
17. To urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i / lub osób niepełnosprawnych.
18. Utrzymuj powierzchnie czystą i bez kurzu.
19. W razie [potrzeby wyczyszczenia odłączyć urządzenie od prądu. Przetrzec mokrą szmatką.
20. W razie złego działania odłączyć urządzenie pozostaw do ostygnięcia.
21. Nigdy nie zawijaj kabla wokół urządzenia ponieważ może to doprowadzić do zniszczenia kabla.
22. Używaj kabla ostrożnie i nie zucaj nim aby dłużej ci posłużył. Nie należy wyrwać kabla z gniazdka, wyginać lub przeciągać kabla ponieważ może się uszkodzić. W przypadku zwinięcia kabla rozwin go przed użyciem.
23. Zachowaj te instrukcje na przyszłość.
24. Nie podłączaj do gniazdek zasilających z innymi urządzeniami.
25. Jeśli wystąpi błąd podczas użytkowania, natychmiast go wyłącz i przestań go używać.
36. Nie używaj transformatora mocy, który nie jest oryginalny.
27. Ponieważ te urządzenie zawiera części elektryczne precyzyjnego sterowania, nie należy demontować sterownika.
28. Używaj urządzenie zgodnie z niniejszą instrukcją.
29. Nie używaj tego urządzenia na innych częściach ciała, z wyjątkiem części ciała opisanej w tej instrukcji
30. Nie używaj tego urządzenia, jeśli używasz innego produktu do fizjoterapii.

31. Nie używaj tego urządzenia w przypadku poważnych chorób. Należy również skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
32. Jeśli poczujesz się niekomfortowo podczas używania lub poczujesz podrażnienie skóry, natychmiast przestań go używać. Należy również skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem tego urządzenia.
33. Pamiętaj, że to nie jest urządzenie medyczne!

RODZAJE MOŻLIWYCH MASAŻY



Masaż talii

Masaż ramion

Masaż całego ciała

FUNKCJE

Intensywność	Czas inflacji (sekundy)	Czas oczekiwania (sekundy)	Czas deflacji (sekundy)
1	20	10	8
2	25	10	10
3	30	10	12
4	35	10	14
5	40	10	16
6	45	10	18
7	50	10	20
8	55	10	22
9	60	10	24

Te urządzenie ma 9 poziomów intensywności, które można regulować za pomocą +/- . Gdy maszyna jest włączona, intensywność jest na poziomie 5, czas inflacji wynosi 40 sekund, czas oczekiwania wynosi 10 sekund, a czas deflacji 16 sekund. Dostosuj +/- zgodnie ze swoimi uczuciami i spraw, by była dla Ciebie odpowiednią mocą.

Jeśli dioda LED jest pokazywana jako "15", oznacza to, że rozpocznie się 15 minut pracy. Od tego momentu dioda LED będzie się zmniejszała, aż do "0" i aparat wyłączy się automatycznie. Podczas korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy zalecamy rozpoczęcie od najniższej siły i dostosowanie jej do odpowiedniej siły.

KONSERWACJA

1. Wyjmij rurki powietrzne przed czyszczeniem i pozostaw sterownik do wyschnięcia.
2. Można go czyścić miękką ściereczką zwilżoną detergentem.
3. Proszę nie wystawiać na słońce.

IDENTYFIKACJA STEROWANIA




1. Wskaźnik czasu / intensywności LE.
2. +/- zwiększa i zmniejsza intensywność.
3. WŁ. / WYŁ.

INSTALACJA I OBSŁUGA

Podłącz masażer, kontroler, rurkę powietrzną i zasilacz jak pokazano poniżej:

1. Umieść masażer na odpowiedniej części ciała.
2. Podłącz prawidłowo rurkę powietrzną i masażer.
3. Podłącz prawidłowo zasilacz impulsowy i kontroler.
4. Upewnij się, że przewód powietrzny jest gładki i czy kontroler działa normalnie.



DANE TECHNICZNE

Wejście: AC100V~ 240V/ 50~60 HZ.
Zlecenie: DC12V/1A.


Moc: 10W.

Czas pracy: 15 minut.

Kategoria elektryczna: II.


Klasa izolacji: E.

ŚRODOWISKO

 Dyspozycje odnoszące się do dawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach-wywóz selektywny).

Ten symbol na produkcie, na paczce, wskazuje na to, że produkt nie może być uznawany za produkt pochodzenia rodzimego, tylko za

przeznaczony recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając zasad selekcji odpadów, pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w razie nieprawidłowej selekcji śmieci. Recykling wspomaga naturalny rozkład materii. Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji o zużyciu surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów, mających związek z tym produktem, prosimy o kontakt z władzami miasta, która zajmują się tym tematem.



TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CUSTOMER OFFICE TELEPHONE

España / Spain	902 122 135
Países Bajos/ Netherlands	00 800 4000 2000
Dinamarca/ Kongeriget Danmark.....	00 800 4000 2000
Suecia/ Sverige.....	00 800 4000 2000
Francia / France.....	00 800 4000 2000
Gran Bretaña / Uk.....	00 800 4000 2000
Italia / Italy	00 800 4000 2000
Alemania / Germany	00 800 4000 2000
Portugal	00 800 4000 2000
Polonia / Poland.....	00 800 4000 2000
Otros países / Other countries	+34 983 477 214



IN ESCLUSIVA ELETRICI PER LA BELLEZZA

Designed in Italy, made in China
Diseñado en Italia, fabricado en China

www.italiandesign.es
Distributed by / Distribuido por
PostQuam Cosmetic, S.L.
Ctra. Burgos-Portugal, km115
47270 Cigales - Valladolid - Spain
www.postquam.com