


| MODELLO | LaMagneto X | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| <p>DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LaMagneto X • Un applicatore a fascia con 3 solenoidi • Un applicatore professionale con coppia di solenoidi • Kit notturno o professionale (a scelta) • Alimentatore medicale • Manuale d'uso • Magnete per verifica esecuzione terapia • Borsa per il trasporto • Tre fasce in tessuto non tessuto (TNT) 15x150 cm | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>CND: Z120606</td> </tr> <tr> <td>REP: 1774173/S</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table> | | | | | | | CND: Z120606 | REP: 1774173/S | Dispositivo medico di classe IIa |
| CND: Z120606 | | | | | | | | | |
| REP: 1774173/S | | | | | | | | | |
| Dispositivo medico di classe IIa | | | | | | | | | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI | | | | | | | | | |
| <p>LaMagneto X è un dispositivo medico certificato CE1936 per magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Due canali indipendenti ✓ Display a colori ✓ Intensità del campo magnetico fino a 200 gauss per canale ✓ Frequenza da 1 a 120 Hz ✓ 63 programmi presenti ✓ Doppio utente ✓ Elenco "Ultimi 10" programmi utilizzati ✓ Modalità "Blocco" programma ✓ Contatore terapie eseguite ed ore di utilizzo complessive | | | | | | | | | |
| PROGRAMMI | | | | | | | | | |
| Osteoporosi | Epitrocleite | Trattamento muscolare | Colpo di frusta | Sindrome da impingement | Scansione automatica | Tratt. 30 Hz | | | |
| Artrosi | Pseudoartrosi | Osteonecrosi | Cicattrizzazione | Tunnel carpale | Tratt. 1 Hz | Tratt. 40 Hz | | | |
| Artrite | Lombalgia | Algodistrofia | Ulcere cutanee | Protesi titanio | Tratt. 3 Hz | Tratt. 50 Hz | | | |
| Artrosi cervicale | Dolore lombosacrale | Lesione cartilaginea | Discopatia | Cuffia dei rotatori | Tratt. 5 Hz | Tratt. 60 Hz | | | |
| Dolori articolari | Artrosi spalla | Lesione legamento | Mialgia | Tunnel tarsale | Tratt. 8 Hz | Tratt. 70 Hz | | | |
| Cervicalgia | Artrosi ginocchio | Edema osseo | Neuropatia | Notturmo 1 Hz | Tratt. 10 Hz | Tratt. 75 Hz | | | |
| Dolore cronico | Periartrite scapolo omerale | Tendinite | Strappo muscolare | Notturmo 15 Hz | Tratt. 15 Hz | Tratt. 80 Hz | | | |
| Fratture | Coxartrosi | Condropatia | Crampo muscolare | Notturmo 50 Hz | Tratt. 16 Hz | Tratt. 90 Hz | | | |
| Epicondilita | Atrofie Muscolari | Antinfiammatorio | Rizartrosi | Notturmo 75 Hz | Tratt. 20 Hz | Tratt. 100 Hz | | | |
| <p>Dimensioni apparecchio: 180 x 110 x 50 mm</p> | | | | | | | | | |

SK346-01

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.