

MOTO PRO | *my Sport, my Passion*

L'elettrostimolatore MOTO PRO è il nuovissimo compagno di viaggio per tutti gli appassionati delle due ruote. MOTO PRO si prenderà cura di tutti gli aspetti della forma fisica del motociclista, offrendo proposte di allenamento che renderanno ancora più piacevoli le sue uscite. MOTO PRO è davvero un Personal Trainer!

I programmi specifici per il motociclismo sono suddivisi in tre grandi macro-aree.

AREA "PREPARAZIONE FISICA"

19 programmi per migliorare le qualità muscolari del motociclista, tenendo conto delle esigenze specifiche di chi pratica il motocross o utilizza la moto da stada. Gli obiettivi principali di questa sezione sono:

- migliorare la guida e aumentare le ore passate in sella senza avvertire indolenzimenti muscolari;
- allenare con programmi specifici la muscolatura di chi pratica motocross /enduro / sterrati;
- allenare la resistenza dei muscoli delle mani e degli avambracci per garantire una buona presa sul manubrio;
- rinforzare i muscoli lombari per mantenere a lungo una corretta posizione di guida;
- migliorare la resistenza allo sforzo e di conseguenza la lucidità di guida;
- migliorare la capacità di reazione.

AREA "DOLORE-INFORTUNI"

9 programmi per trattare i traumi e i fastidi ricorrenti del motociclista.

Sono compresi trattamenti specifici per:

- sciogliere le tensioni muscolari sulla zona cervicale e le spalle;
- favorire il riassorbimento di ematomi e contusioni;
- dare sollievo da dolori muscolo-articolari come mal di schiena, mal di spalla, mal di polsi ecc...;
- distorsioni al ginocchio e infiammazioni al tendine rotuleo.

AREA "RECUPERO"

4 programmi dedicati al rilassamento muscolare.

In particolare questi programmi si prefiggono di:

- sciogliere la muscolatura contratta dopo una giornata passata in moto;
- velocizzare il recupero tra una sessione e l'altra qualora si praticassero più corse in una giornata;
- dare sollievo a collo e trapezio quando sono affaticati a causa del casco.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti
 Frequenza: 0,3 – 150 Hz
 Potenza: 120 mA per canale
 Ampiezza d'impulso: 40 – 450 µs
 Forma d'onda: quadra, bifasica,
 simmetrica, compensata
 Alimentazione: a batteria ricaricabile
 Display retroilluminato
 Dispositivo in Classe II A
 Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTAZIONE

1 borsa
 1 stimolatore MOTO PRO
 4 cavi per collegamento elettrodi
 2 cavi per trattamenti con MCR e Ionoforesi
 4 elettrodi autoadesivi quadrati
 4 elettrodi autoadesivi rettangolari
 1 caricabatterie
 1 manuale operativo

MOTO PRO | 256 programmi

ELENCO PROGRAMMI COMPLETO

**58 FITNESS | 53 SPORT | 36 BELLEZZA | 32 SPECIALE MOTOCICLISMO | 23 MICROCORRENTI
18 SERIAL SEQUENTIAL "3S" | 13 VISO/PELLE/G-PULSE | 12 DOLORE/TENS | 7 ACTION NOW
3 REHAB | 1 IONOFRESI**

PROGRAMMI SPECIFICI PER IL MOTOCICLISMO

PREPARAZIONE FISICA	DOLORE-INFORTUNI	RECUPERO
<i>MOTOCROSS / ENDURO / STERRATI</i>	CERVICALI	DECONTRATTURANTE
RINFORZO SPECIFICO	CONTRATTURE MUSCOLARI	<p><i>I programmi possono essere suddivisi per aree del corpo, garantendo in questo modo trattamenti molto specifici e personalizzati in base al muscolo da stimolare.</i></p> <p><i>Inoltre MOTO PRO non pensa solo al motociclista ma fornisce tantissimi programmi in più!</i></p>
RESISTENZA	TENS ANT. MUSCOLI LOMBARI	
ATTIVAZIONE PRE-GARA	TENS ANT. DOLORI GINOCCHIO	
<i>MOTO DA STRADA</i>	EMATOMI	
RINFORZO SPECIFICO	CONTUSIONI	
	DISTORSIONI AL GINOCCHIO	
	INFIAMM. TENDINE ROTULEO	

FUNZIONI SPECIALI

- **ACTION NOW:** consente di attivare la contrazione muscolare attraverso un comando esterno gestito da un operatore; in questo modo si può associare la stimolazione alla contrazione volontaria del soggetto ottenendo un maggior reclutamento di fibre muscolari e un importante effetto coordinativo.
- **SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S":** permette di stimolare i muscoli coinvolti in modo sequenziale. In questo modo viene replicato il movimento naturale grazie all'attivazione in tempi differenziati dei diversi distretti muscolari interessati.
- **MULTI-USER:** possibilità di memorizzare fino a 10 utenti diversi e di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi individuali.
- **SYNCROSTIM:** agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente.
- **FUNZIONE RUN TIME:** questa funzione permette di modificare il tempo, la frequenza e l'ampiezza dell'impulso durante il trattamento.
- **MODO AUTOMATICO (AUTO STIM®):** consente di eseguire un programma in modo automatico senza dover intervenire manualmente sulla regolazione dell'intensità.
- **PROGRAMMABILE:** 15 memorie libere, solo EMS e TENS.
- **FUNZIONE 2+2:** possibilità di eseguire due programmi diversi contemporaneamente.
- **PREFERITI:** possibilità di memorizzare fino a 15 programmi per utente.
- **LAST 10:** memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti.
- **TRATTAMENTI PELLE-VISO:** il dispositivo dispone delle correnti "rigenerative" G-PULSE in grado di rigenerare la produzione di collagene nei tessuti.
- **WORK TIME:** indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio.
- **MY TRAINER:** visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi.
- **STIM LOCK:** permette all'utilizzatore di bloccare l'apparecchio e far sì che vengano eseguiti solo i trattamenti che sono stati salvati.



Per maggiori informazioni sull'elenco completo di tutti i programmi vi invitiamo a visitare il nostro sito internet all'indirizzo:

www.globuscorporation.com