



CAVIGLIERA PUSH MED AEQUI FLEX

Tutore funzionale per la caviglia costruito con materiali più leggeri ma con gli stessi criteri della ortesi Aequi PUSH ortho.

Espressamente progettata per il trattamento delle distorsioni della tibiotarsica. Applicabile immediatamente dopo il trauma, protegge i legamenti lesionati, stabilizza l'articolazione, assiste la riabilitazione precoce e consente una più rapida ripresa delle attività lavorative e sportive.

Il guscio mediale, altamente protettivo nei confronti dell'apparato legamentoso, è molto flessibile e non ostacola la flessione dorsale e plantare del piede.

Le fasce elastiche sono regolabili individualmente in base all'entità del gonfiore, che si modifica considerevolmente nelle diverse fasi della guarigione e del trattamento.

Indicazioni: distorsioni della caviglia di tutti i gradi (I-II-III grado), sia acute che croniche - Trattamento funzionale delle lesioni dei legamenti della caviglia - Riabilitazione dopo distorsione - Prevenzione delle recidive

di distorsione - Instabilità della caviglia

Mis.: 1-2-3

Cod.: PM22022AC DX
PM22021AC SX