


MODELLO	LaMagneto Pro								
DOTAZIONE:									
<ul style="list-style-type: none"> • LaMagneto Pro • Un applicatore a fascia con 3 solenoidi • Un applicatore professionale con coppia di solenoidi • Alimentatore medicale • Manuale d'uso • Magnete per verifica esecuzione terapia • Borsa per il trasporto • Tre fasce in tessuto non tessuto (TNT) 15x150 cm 									
									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">CND: Z120606</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REP: 1774170 /S</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table>							CND: Z120606	REP: 1774170 /S	Dispositivo medico di classe IIa
CND: Z120606									
REP: 1774170 /S									
Dispositivo medico di classe IIa									
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI									
<p>LaMagneto Pro è un dispositivo medico certificato CE1936 per magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Due canali indipendenti ✓ Display a colori ✓ Intensità del campo magnetico fino a 200 gauss per canale ✓ Frequenza da 1 a 120 Hz ✓ 63 programmi presenti ✓ Doppio utente ✓ Elenco "Ultimi 10" programmi utilizzati ✓ Modalità "Blocco" programma ✓ Contatore terapie eseguite ed ore di utilizzo complessive 									
PROGRAMMI									
Osteoporosi	Epitrocleite	Trattamento muscolare	Colpo di frusta	Sindrome da impingement	Scansione automatica	Tratt. 30 Hz			
Artrosi	Pseudoartrosi	Osteonecrosi	Cicatizzazione	Tunnel carpale	Tratt. 1 Hz	Tratt. 40 Hz			
Artrite	Lombalgia	Algodistrofia	Ulcere cutanee	Protesi titanio	Tratt. 3 Hz	Tratt. 50 Hz			
Artrosi cervicale	Dolore lombo-sacrale	Lesione cartilaginea	Discopatia	Cuffia dei rotatori	Tratt. 5 Hz	Tratt. 60 Hz			
Dolori articolari	Artrosi spalla	Lesione legamento	Mialgia	Tunnel tarsale	Tratt. 8 Hz	Tratt. 70 Hz			
Cervicalgia	Artrosi ginocchio	Edema osseo	Neuropatia	Notturmo 1 Hz	Tratt. 10 Hz	Tratt. 75 Hz			
Dolore cronico	Periartrite scapolo omerale	Tendinite	Strappo muscolare	Notturmo 15 Hz	Tratt. 15 Hz	Tratt. 80 Hz			
Fratture	Coxartrosi	Condropatia	Crampo muscolare	Notturmo 50 Hz	Tratt. 16 Hz	Tratt. 90 Hz			
Epicondillite	Atrofie Muscolari	Antinfiammatorio	Rizartrosi	Notturmo 75 Hz	Tratt. 20 Hz	Tratt. 100 Hz			
Dimensioni apparecchio: 180 x 110 x 50 mm									

SK345-01

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.