


MODELLO	LaMagneto						
<p style="text-align: center;"><b>DOTAZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LaMagneto</li> <li>• Due applicatori a fascia con 3 solenoidi</li> <li>• Alimentatore medicale</li> <li>• Manuale d'uso</li> <li>• Magnete per verifica esecuzione terapia</li> <li>• Borsa per il trasporto</li> <li>• Tre fasce in tessuto non tessuto (TNT) 15x150 cm</li> </ul>							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CND: Z120606</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">REP: 1774162/S</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table>			CND: Z120606	REP: 1774162/S	Dispositivo medico di classe IIa
CND: Z120606							
REP: 1774162/S							
Dispositivo medico di classe IIa							
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI</b>							
<p><b>LaMagneto</b> è un dispositivo medico certificato <b>CE1936</b> per magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Due canali indipendenti</li> <li>✓ Display a colori</li> <li>✓ Intensità del campo magnetico fino a 150 gauss per canale</li> <li>✓ Frequenza da 1 a 100 Hz</li> <li>✓ 46 programmi presenti</li> <li>✓ Doppio utente</li> <li>✓ Elenco "Ultimi 10" programmi utilizzati</li> </ul>							
<b>PROGRAMMI</b>							
Osteoporosi	Pseudoartrosi	Algodistrofia	Discopatia	Tunnel tarsale			
Artrosi	Lombalgia	Lesione cartilaginea	Mialgia	Notturmo 1 Hz			
Artrite	Dolore lombo-sacrale	Lesione legamento	Neuropatia	Notturmo 15 Hz			
Artrosi cervicale	Artrosi spalla	Edema osseo	Strappo muscolare	Notturmo 50 Hz			
Dolori articolari	Artrosi ginocchio	Tendinite	Crampo muscolare	Notturmo 75 Hz			
Cervicalgia	Periartrite scapolo omerale	Condropatia	Rizartrosi	Scansione automatica			
Dolore cronico	Coxartrosi	Antinfiammatorio	Sindr. da impingement				
Fratture	Atrofie Muscolari	Colpo di frusta	Tunnel carpale				
Epicondilita	Trattamento muscolare	Cicatizzazione	Protesi titanio				
Epitrocleeite	Osteonecrosi	Ulcere cutanee	Cuffia dei rotatori				
<b>Dimensioni apparecchio:</b> 180 x 110 x 50 mm							

SK344-01

**I.A.C.E.R. Srl**

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.