

<b>MODELLO</b>	<b>MAG700</b>				
<b>VERSIONE</b>	<b>MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA ALTA INTENSITA'</b>				
<p><b>DOTAZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAG700</li> <li>• Fascia elastica terapeutica con 2 solenoidi (non ispezionabile)</li> <li>• 1 canale di uscita</li> <li>• Alimentatore medicale</li> <li>• Manuale d'uso e posizioni fascia</li> <li>• 1 busta di protezione PVC</li> <li>• Borsa per il trasporto</li> </ul>					
		<table border="1"> <tr> <td>CND: Z120606</td> </tr> <tr> <td>REP: 387280/R</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table>	CND: Z120606	REP: 387280/R	Dispositivo medico di classe IIa
CND: Z120606					
REP: 387280/R					
Dispositivo medico di classe IIa					

### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

**MAG 700** è il nuovo dispositivo portatile della linea di magnetoterapie della IACER.

Il dispositivo è stato ideato e realizzato per un uso personale domiciliare.

**MAG 700** mantiene prestazioni professionali, dedica l'attenzione alle patologie più importanti ed è dotato degli accessori di base per una efficace e comoda terapia a casa propria.

**MAG 700** è dotato di 7 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni e 3 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 5 a 20 Hertz) e un programma Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia.

**MAG 700** permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi **fino 70 Gauss**. Le frequenze di lavoro sono comprese tra 5 e 100 Hertz.

**MAG 700** è un dispositivo medico CE0068.

### PROGRAMMI

PROGRAMMA	DURATA PROGRAMMA	INTENSITA' IMPOSTATA	FREQUENZA
Osteoartrosi	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	15 Hz
Artrite	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	30 Hz
Osteoporosi	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	50 Hz
Fratture	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	50 Hz
Dolori articolari	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	25 Hz
Dolori muscolari	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	60 Hz
Antinfiammatorio	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	40 Hz
Scansione automatica	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	10-100 Hz
Prog a 5 Hz	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	5 Hz
Prog a 10 Hz	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	10 Hz
Prog a 20 Hz	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	20 Hz

**Dimensioni apparecchio:** 180 x 110 x 50 mm

SK130-03