

MODELLO	MIO-PERISTIM	
DOTAZIONE		
<ul style="list-style-type: none"> • Elettroterapia TENS/NEMS/FES con display grafico • 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili) • elettrodi adesivi pregellati • batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica • caricabatterie • clip di aggancio alla cintura • manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi • borsa per il trasporto 		CND: Z12169002 REP: 215200/R Dispositivo medico di classe IIa

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata;
- 9 programmi INCONTINENZA (urinaria e fecale)
- 14 programmi TENS
- 13 memorie libere TENS - NEMS
- tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
- istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;
- funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);
- display retroilluminato;
- intensità massima 200 mApp;
- dispositivo medico certificato CE0068

MIO-PERISTIM è un dispositivo studiato e dedicato in particolare al trattamento e cura dei problemi legati all'incontinenza urinaria e fecale. E' dotato di 9 programmi specifici per l'incontinenza i quali possono essere eseguiti con le specifiche sonde fornite in dotazione o come accessori a richiesta.

MIO-PERISTIM è dotato inoltre di 14 programmi TENS per la terapia del dolore e di 13 memorie libere che consentono di impostare programmi per TENS (terapia antalgica) e NEMS (neurostimolazione muscolare).

14 Programmi TENS	9 Programmi INCONTINENZA	13 Memorie LIBERE
Tens convenzionale (rapido)	Incontinenza urinaria da stress e fecale 1	TENS mem 1
Tens endorfinico (ritardato)	Incontinenza urinaria da stress 2	TENS mem 2
Tens ai valori massimi	Incontinenza urinaria da stress 3	TENS mem 3
Antinfiammatorio	Incontinenza urinaria da urgenza e fecale 1	TENS mem 4
Cervicalgia/cefalea miotensiva	Incontinenza urinaria da urgenza 2	TENS mem5
Lombalgia/sciatalgia	Incontinenza urinaria da urgenza 3	NEMS mem1
Distorsioni/contusioni	Incontinenza urinaria mista e fecale 1	NEMS mem2
Vascolarizzazione	Incontinenza urinaria mista 2	NEMS mem3
Decontratturante	Incontinenza urinaria mista 3	NEMS mem4
Dolori mano e polso		NEMS mem5
Stimolazione plantare		NEMS alternato su 2 canali
Epicondilite		NEMS alternato su 2 canali
Epitrocleite		Test batteria
Periartrite		

Dimensioni apparecchio: 114 X 68 X 26 mm

SK274-01