

<b>MODELLO</b>	<b>ORTHOMAG</b>				
<b>VERSIONE</b>	<b>MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA ALTA INTENSITÀ</b>				
<p><b>DOTAZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dispositivo ORTHOMAG;</li> <li>• caricabatteria (cavo da circa 1.5m);</li> <li>• manuale d'uso;</li> <li>• applicatore universale flessibile (cavo di circa 1,5 m);</li> <li>• borsa per il trasporto;</li> <li>• calamita tester;</li> <li>• bande elastiche di fissaggio (taglie S e L);</li> <li>• caricabatteria da auto (opzionale).</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td>CND: Z120606</td> </tr> <tr> <td>REP: 1381807/R</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table>	CND: Z120606	REP: 1381807/R	Dispositivo medico di classe IIa
CND: Z120606					
REP: 1381807/R					
Dispositivo medico di classe IIa					

### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- Applicatore universale flessibile
- Batteria al litio ricaricabile
- 2 programmi (50 Hz – 75 Hz)
- Fino a 25 Gauss per programma
- Dispositivo medico certificato CE 0068.

Orthomag è il primo dispositivo professionale per magnetoterapia a bassa frequenza (CEMP) da utilizzare ovunque:

- Alimentato a batteria (in movimento).
- Collegato all'accendisigari dell'auto o del camion.
- Collegato alla presa di corrente a casa o in ufficio.

L'applicatore Orthomag è unico nel suo genere. Leggerissimo, comodo da mettere e da togliere e **FLESSIBILE**, e si adatta perfettamente alla fisiologia del tuo corpo. Nessun applicatore per magnetoterapia a bassa frequenza sul mercato ha uno spessore e un peso così ridotti.

Si piega per adattarsi alla forma del tuo corpo.

Risolve definitivamente i problemi di **peso, dimensioni e flessibilità**. Orthomag dispone di due programmi (50-75Hz) per il trattamento di **patologie legate al tessuto osseo e dei problemi legati a condizioni infiammatorie**.