



PUSH ORTHO CMC Tutore dinamico per la rizoartrosi

Il supporto Push Ortho CMC dà sostegno al pollice quando è presente un'inflammazione o lesione dell'articolazione trapezio-metacarpale, specificamente progettato per il trattamento dell'artrosi trapezio-metacarpale, o rizoartrosi. Il tutore Push Ortho CMC mantiene il 1° metacarpo in posizione funzionale, con il pollice in opposizione. Esso stabilizza l'articolazione trapezio-metacarpale, lasciando completamente liberi sia il polso che l'articolazione metacarpo-falangea del pollice.

Indicazioni: trattamento conservativo di tutti gli stadi della malattia (stadi I, II, III e IV), trattamento postoperatorio dopo artroplastica della trapezio - metacarpica, contrastare l'instabilità cronica della trapezio - metacarpica.

Mis. 1,2,3

Cod.: PO31012CMC Dx
PO31011CMC Sx