



MOLDING DISTAL ROLL-ON

Roll-on, tubolare anatomico distale è un prodotto morbido, modellabile, totalmente in oleogel, ha un effetto lenitivo ed idratante, protegge da pressioni ed attriti, costituisce una imbottitura complementare agli altri prodotti Silipos.

Indicazioni: da solo o in abbinamento con altri prodotti Silipos, posizionato sull'apice del moncone protegge da attriti e sfregamenti.

Circonferenza all'apice del moncone:

codice	misure	circonferenza all'apice del moncone	spessore	lunghezza
S110	S	ø cm. 18,5	mm.2	cm.15
S110	M	ø cm. 21,5	mm.2	cm.15
S110	L	ø cm. 23,5	mm.2	cm.15