

MODELLO	T-ONE					
VERSIONE	COACH					
DOTAZIONE		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">CND: Z120601</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REP: 1456070/S</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table>		CND: Z120601	REP: 1456070/S	Dispositivo medico di classe IIa
CND: Z120601						
REP: 1456070/S						
Dispositivo medico di classe IIa						
<ul style="list-style-type: none"> • Elettrostimolatore con display grafico a colori • 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili) • Elettrodi adesivi pregellati quadrati • Elettrodi adesivi pregellati rettangolari • Elettrodi adesivi pregellati circolari • Batteria NI-Mh ricaricabile • Caricabatteria • Manuale d'uso e manuale delle posizioni 						
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:						
<ul style="list-style-type: none"> • elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi; • generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi); • generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico; • funzione 2+2 (doppio utente); • display grafico a colori retroilluminato; • feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato; • tastiera con comandi semplici ed intuitivi; • guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display; • funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt; • personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna; • intensità regolabile da 1 a 120 mA • frequenza onda da 1 a 150 Hz • larghezza impulso da 20 a 300 µs • tempo preimpostato per ciascun programma; • dispositivo medico certificato CE0068. 						
16 Programmi TENS	14 Programmi NEMS	18 Programmi BEAUTY	10 Programmi 2+2 USERS			
Tens rapido	Riscaldamento	Rassodamento	Tens rapido			
Tens endorfinico	Resistenza	Tonificazione	Tens endorfinico			
Tens valori massimi	Forza resistente	Definizione	Rassodamento			
Antinfiammatorio	Forza base	Modellamento	Tonificazione			

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.

Dolore cervicale	Forza veloce	Microlifting	Definizione
Mal di schiena/Sciatica	Forza esplosiva	Lipolisi addome	Modellamento
Distorsioni/Contusioni	Capillarizzazione profonda	Lipolisi cosce	Microlifting
Vascolarizzazione	Recupero muscolare	Lipolisi glutei e fianchi	Rilassamento muscolare
Rilassamento muscolare	Agonista/Antagonista	Lipolisi braccia	Massaggio
Dolore mano/polso	Contraz. toniche sequenziali	Elasticità tessuti	Capillarizzazione profonda
Stimolazione plantare	Contraz. fasiche sequenziali	Capillarizzazione	
Epicondilita	Rilassamento muscolare	Pesantezza gambe	
Epitroclea	Massaggio profondo	Microlifting viso con manipolo	
Periartrite	EMS	Microlifting seno con manipolo	
Tens Burst		Microlifting décolleté con manipolo	
Microcorrente		Rughe viso con manipolo	
		Rughe fronte con manipolo	
		Collagene	
Dimensioni apparecchio: 150 x 90 x 35 mm			

SK315-02

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.