

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| MODELLO | T-ONE |  | | | |
| VERSIONE | MEDI PRO | | | | |
| DOTAZIONE | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Elettrostimolatore con display grafico a colori a 4 canali • 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili) • Elettrodi adesivi pregellati quadrati • Elettrodi adesivi pregellati rettangolari • Elettrodi adesivi pregellati circolari • Kit ionofresi • Batteria NI-MH ricaricabile • Caricabatteria • Manuale d'uso e manuale delle posizioni | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CND: Z120601</td> </tr> <tr> <td>REP: 1456068/S</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table> | CND: Z120601 | REP: 1456068/S | Dispositivo medico di classe IIa |
| CND: Z120601 | | | | | |
| REP: 1456068/S | | | | | |
| Dispositivo medico di classe IIa | | | | | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi; • generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi); • generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico; • generatore di onda monofasica (solo per programma ionofresi); • funzione 2+2 (doppio utente); • display grafico a colori retroilluminato; • feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato; • tastiera con comandi semplici ed intuitivi; • guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display; • funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt; • personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna; • intensità regolabile da 1 a 120 mA; • frequenza onda da 0,2 a 1200 Hz; • larghezza impulso da 20 µs a 300 ms; • tempo da 1 a 90 minuti; • dispositivo medico certificato CE0068. | | | | | |
| 16 PROGRAMMI REHA | (denervato, ionofresi, microcorrente, ematomi, edemi, TENS sequenziale, TENS Burst, prevenzione atrofia, atrofia) | | | | |
| 9 PROGRAMMI URO | (incontinenza da stress, da urgenza, mista) | | | | |

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: [+39] 041/5401356 - Fax: [+39] 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 PROGRAMMI TENS | (TENS rapido, endorfinico, valori massimi, antinfiammatorio, sciatica, distorsioni, contusioni, vascolarizzazione, ...) |
| 20 PROGRAMMI NEMS | (riscaldamento, resistenza, forza esplosiva, agonista-antagonista, rilassamento muscolare, massaggio profondo, ipertrofia,...) |
| 18 PROGRAMMI BEAUTY | (rassodamento, tonificazione, definizione, microlifting, lipolisi, modellamento, capillarizzazione,...) |
| 22 PROGRAMMI 2+2 USERS | (TENS rapido, rassodamento, modellamento, capillarizzazione, resistenza, forza base, ipertrofia, microlifting, antinfiammatorio,...) |
| 12 MEMORIE LIBERE (MEM) | (memorie libere TENS, memorie libere NEMS) |
| Dimensioni apparecchio: 150 x 90 x 35 mm | |

SK324-01

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.