

MODELLO	T-ONE				
VERSIONE	MEDI SPORT				
DOTAZIONE		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">CND: Z120601</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REP: 1456069/S</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table>	CND: Z120601	REP: 1456069/S	Dispositivo medico di classe IIa
CND: Z120601					
REP: 1456069/S					
Dispositivo medico di classe IIa					
<p style="text-align: center;">CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi; • generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi); • generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico; • generatore di onda monofasica (solo per programma ionofresi); • funzione 2+2 (doppio utente); • display grafico a colori retroilluminato; • feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato; • tastiera con comandi semplici ed intuitivi; • guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display; • funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt; • personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna; • intensità regolabile da 1 a 120 mA; • frequenza onda da 1 a 1200 Hz; • larghezza impulso da 20 a 450 µs; • tempo da 1 a 90 minuti; • dispositivo medico certificato CE0068. 					
10 PROGRAMMI REHA	(ionofresi, microcorrente, ematomi, edemi, TENS sequenziale, TENS Burst, prevenzione atrofia, atrofia)				

16 PROGRAMMI TENS	(TENS rapido, endorfinico, valori massimi, antinfiammatorio, sciatica, distorsioni, contusioni, vascolarizzazione, ...)
20 PROGRAMMI NEMS	(riscaldamento, resistenza, forza esplosiva, agonista-antagonista, rilassamento muscolare, massaggio profondo, ipertrofia,...)
18 PROGRAMMI BEAUTY	(rassodamento, tonificazione, definizione, microlifting, lipolisi, modellamento, capillarizzazione,...)
22 PROGRAMMI 2+2 USERS	(TENS rapido, rassodamento, modellamento, capillarizzazione, resistenza, forza base, ipertrofia, microlifting, antinfiammatorio,...)
12 MEMORIE LIBERE (MEM)	(memorie libere TENS, memorie libere NEMS)
Dimensioni apparecchio: 150 x 90 x 35 mm	

SK316-01

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.