


MODELLO	T-ONE				
VERSIONE	REHAB				
DOTAZIONE		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CND: Z120601</td> </tr> <tr> <td>REP: 1456066/S</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table>	CND: Z120601	REP: 1456066/S	Dispositivo medico di classe IIa
CND: Z120601					
REP: 1456066/S					
Dispositivo medico di classe IIa					
<ul style="list-style-type: none"> • Elettrostimolatore con display grafico a colori a 4 canali • 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili) • Elettrodi adesivi pregellati quadrati • Elettrodi adesivi pregellati rettangolari • Elettrodi adesivi pregellati circolari • Kit ionofresi • Batteria NI-MH ricaricabile • Caricabatteria • Manuale d'uso e manuale delle posizioni 					
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:					
<ul style="list-style-type: none"> • elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi; • generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi); • generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l'effetto galvanico; • generatore di onda monofasica (solo per programma ionofresi); • funzione 2+2 (doppio utente); • display grafico a colori retroilluminato; • feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato; • tastiera con comandi semplici ed intuitivi; • guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display; • funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt; • personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna; • intensità regolabile da 1 a 120 mA; • frequenza onda da 0,2 a 1200 Hz; • larghezza impulso da 20 µs a 300 ms; • tempo da 1 a 90 minuti; • dispositivo medico certificato CE0068. 					
29 PROGRAMMI REHA	(denervato, triangolare, Kotz, interferenziale, ionofresi, microcorrente, ematomi, edemi, TENS sequenziale, TENS Burst, TENS modulazione ampiezza/frequenza, prevenzione atrofia, atrofia)				
9 PROGRAMMI URO	(incontinenza da stress, da urgenza, mista)				

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.

16 PROGRAMMI TENS	(TENS rapido, endorfinico, valori massimi, antinfiammatorio, sciatica, distorsioni, contusioni, vascolarizzazione, ...)
20 PROGRAMMI NEMS	(riscaldamento, resistenza, forza esplosiva, agonista-antagonista, rilassamento muscolare, massaggio profondo, ipertrofia, ...)
18 PROGRAMMI BEAUTY	(rassodamento, tonificazione, definizione, microlifting, lipolisi, modellamento, capillarizzazione, ...)
22 PROGRAMMI 2+2 USERS	(TENS rapido, rassodamento, modellamento, capillarizzazione, resistenza, forza base, ipertrofia, microlifting, antinfiammatorio, ...)
12 MEMORIE LIBERE (MEM)	(memorie libere TENS, memorie libere NEMS)
Dimensioni apparecchio: 150 x 90 x 35 mm	

SK325-01

I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.