

POWER Q6000 PLUS

PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE 6 camere



PROFESSIONAL
THERAPY



Dispositivo professionale per pressoterapia a 6 camere di compressione con due uscite e possibilità di personalizzare i trattamenti in base alle esigenze terapeutiche.

POWER Q6000 Plus favorisce una corretta circolazione venosa grazie alla sua azione di gonfiaggio/sgonfiaggio delle camere d'aria, promuovendo inoltre la rimozione dei fluidi interstiziali in eccesso.




I-TECH
MEDICAL DIVISION

POWER Q6000 PLUS | Pressoterapia professionale 6 camere

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- Alimentazione 220-240 V 50/60 Hz
- Consumo potenza 80 W
- Tempo regolabile 5-99 minuti
- Pressione regolabile 0-240 mmHg \pm 10%
- 2 canali di uscita (possibilità di collegare fino a 3 applicatori)
- 5 programmi di gonfiaggio
- 8 livelli di velocità del flusso d'aria
- Display grafico LCD
- Peso: 9.5 Kg
- Dispositivo medico certificato CE1023
- Dimensioni apparecchio 420 x 230 x 310 mm

MODALITÀ DI GONFIAGGIO



PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Linfedema
- Paralisi degli arti
- Compressione passiva in patologie venose
- Artrite reumatoide
- Drenaggio del braccio dopo interventi di mastectomia
- Trattamento di ematomi in seguito ad interventi chirurgici
- Trattamenti anticellulite in stadio iniziale
- Profilassi post-operatoria in interventi di trombosi venosa

La pressoterapia rappresenta un valido strumento in grado di favorire una corretta circolazione venosa, diminuendo la tensione muscolare causata da stress o da dolori cronici e acuti: grazie alla sua azione di pompa, favorisce infatti il ritorno venoso, aumentando l'irrorazione dei tessuti ed il loro conseguente corretto rinnovamento fisiologico.

La pressoterapia è in grado di risolvere dunque il problema del sangue che potrebbe ristagnare in vasi sanguigni danneggiati o comunque in zone del corpo non correttamente irrorate.

Le applicazioni più comuni di pressoterapia si hanno per:

- aumentare l'azione di massaggio del corpo;
- facilitare il flusso sanguigno grazie ad una pressione lenta e progressiva;
- favorire il drenaggio linfatico;
- apportare un immediato sollievo e sensazione di benessere agli arti;
- evitare il ristagno di sostanze nei tessuti delle zone periferiche;
- evitare scompensi sanguigni dovuti ad inadeguato effetto pompa;
- rallentare la perdita di tono muscolare in pazienti immobilizzati o disabili. La pressoterapia sostituisce il massaggio manuale per finalità trofiche.

POWER Q6000 Plus è un dispositivo professionale di pressoterapia che favorisce una corretta circolazione venosa grazie alla sua azione di

gonfiaggio/sgonfiaggio delle camere d'aria. La compressione esterna permette inoltre ai fluidi interstiziali in eccesso di ritornare più facilmente nel sistema circolatorio, in modo da poter essere correttamente e rapidamente eliminati.

POWER Q6000 Plus possiede 5 differenti modalità di gonfiaggio delle camere d'aria, 8 livelli di velocità del flusso d'aria all'interno delle camere e la possibilità di impostare il tempo e la pressione della terapia. In questo modo è possibile personalizzare ciascun trattamento in base alle esigenze terapeutiche del paziente.



Carrello con due prese di alimentazione a tre ripiani (accessori)

CONTENUTO



Estensori per gambe di ampia circonferenza (accessori)

Il presente documento e i suoi contenuti sono riservati esclusivamente a personale medico.