

▲ TUA TRE'ND Body

▼ TUA TRE'ND Face&Body

trend.it

VuP'Esse
BODY PLANET

Vupiesse Italia s.r.l. - 47900 Rimini - Italy - info@vupiesse.com - www.vupiesse.com

BONFIGLIOLI

Tua® TRE'ND



ORIGINAL ITALIAN BEAUTY TOOLS

VAITR15I Rev. 00 10/08

TUA TRE'ND, UNA NUOVA FAMIGLIA DI PRODOTTI DI ELETTROSTIMOLAZIONE, ORIGINALI ED INNOVATIVI PER LA FORMA E LA BELLEZZA DI TUTTO IL CORPO.

Questi apparecchi di ultima generazione si fanno subito notare per la linea moderna, elegante e "trendy". Apparecchi piccoli, evoluti e tecnologici, praticissimi nell'uso ed estremamente efficaci nei risultati.

Il chiaro **display luminoso** ad icone guida l'utilizzatore attraverso tutti i programmi e la **pulsantiera a "navigazione"** attiva in un attimo tutte le funzioni di Tua Tre'nd.

Le **batterie ricaricabili** ed il caricabatterie completano la ricca dotazione.

Tre i modelli:

- **Face**, con il nuovo applicatore brevettato per un immediato ed efficace posizionamento su ogni area del viso.
- **Body**, con i pratici elettrodi a gel adesivo per trattare efficacemente ogni zona del corpo.
- **Face&Body**, che unisce entrambe le funzioni viso e corpo.



▼ TUA TRE'ND Face

www.tua.it

TUA TRE'ND Face



TUA TRE'ND Face è un apparecchio di elettrostimolazione completo per trattamenti al viso e al collo. Ogni zona sarà trattata con uno specifico programma di lavoro semplicemente selezionando l'icona sul display luminoso.



Corrente sinusoidale per la stimolazione dei muscoli del viso



TUA TRE'ND Face dispone di uno speciale applicatore brevettato composto da elettrodi molleggiati ed orientabili in ogni direzione per potersi adattare ad ogni conformazione del viso. L'uscita genera una corrente di tipo sinusoidale a particolari frequenze studiate per il massimo risultato ed miglior confort di stimolazione sui delicati muscoli facciali.




I programmi di lavoro sono completamente pre-programmati e già completi di tutti i parametri specifici come la frequenza delle stimolazioni, la larghezza degli impulsi, i tempi di contrazione ed i tempi di recupero: si dovrà regolare solo l'intensità della stimolazione.


TUA TRE'ND Body



TUA TRE'ND Body è un apparecchio di elettrostimolazione completo, per trattamenti su tutto il corpo. Dispone infatti di 2 uscite indipendenti atte a pilotare 4 elettrodi a gel adesivo particolarmente comodi per applicazioni su tutti i distretti del corpo. Le uscite generano una corrente di stimolazione di forma rettangolare bifasica simmetrica, la cui intensità può essere regolata direttamente dall'utente con precisi step di 1 mA.



Corrente rettangolare bifasica simmetrica per la stimolazione dei muscoli del corpo



Tutti gli altri parametri sono preimpostati per ciascuno dei 12 programmi residenti, rendendo l'apparecchio facilissimo da usare. 12 i programmi di lavoro concepiti per la parte superiore e quella inferiore del corpo.

Per snellire, tonificare, combattere gli inestetismi della cellulite localizzata, rinforzare i muscoli ipotonici e rilassare la muscolatura contratta.


TUA TRE'ND Face&Body




TUA TRE'ND Face&Body assomma in sé tutte le funzioni della versione **Face** e di quella **Body**.

È un apparecchio di elettrostimolazione completo per trattare ogni zona del corpo. L'unità di comando genera infatti differenti forme d'onda per il corpo e per il viso.

Una corrente rettangolare bifasica simmetrica è utilizzata per tutti i trattamenti corpo ed una corrente perfettamente sinusoidale, opportunamente modulata, per i più piccoli e delicati muscoli del viso.



Corrente sinusoidale per la stimolazione dei muscoli del viso



Corrente rettangolare bifasica simmetrica per la stimolazione dei muscoli del corpo

I programmi di lavoro sono completamente pre-programmati e già completi di tutti i parametri specifici come la frequenza delle stimolazioni, la larghezza degli impulsi, i tempi di contrazione ed i tempi di recupero: si dovrà regolare solo l'intensità della stimolazione che può essere fatto con grande semplicità con precisi step di 1 mA.

Per i trattamenti viso, **TUA TRE'ND Face&Body** dispone di uno speciale elettrodo brevettato composto da elettrodi molleggiati ed orientabili in ogni direzione per potersi adattare su ogni zona e ad ogni conformazione del viso.



Per i trattamenti corpo **TUA TRE'ND Face&Body** dispone di 2 uscite indipendenti atte a pilotare 4 elettrodi a gel adesivo particolarmente comodi per applicazioni su tutti i distretti del corpo.



TUA TRE'ND Face dispone di 5 programmi di lavoro, immediatamente selezionabili con i pulsanti a navigazione e visualizzati dalle chiare icone sul display luminoso, ognuno con frequenze e tempi specifici per una determinata zona del viso.



Agisce sulla **zona zigomatica** fino al margine dell'orecchio.



Agisce sulla **guancia**, dall'angolo buccale a quello mandibolare.



Agisce sulla **zona temporale** per intervenire su tutta la fronte.



Agisce sulla zona del **mento**, del **collo** e per tutto il contorno dell'**arcata mandibolare**.



Agisce sulla **parte orbicolare** e sulla **borsa sotto agli occhi**.



PROGRAMMI BODY

1 SLIM
Programma per lo snellimento di zone adipose.

2 TONE
Programma per la tonificazione ed il rassodamento.

3 LIPOCELL
Programma ad azione lipolitica, riduce gli inestetismi della cellulite localizzata.

4 MASS
Programma specifico per lo sviluppo della massa muscolare; restituisce volume e trofismo alla parte interessata.

5 M-STRENGTH
Programma specifico per il rafforzamento della muscolatura, in particolare di quella paravertebrale e del muscolo gran dorsale.

6 RELAX
Programma decontratturante, particolarmente utile per il rilassamento muscolare da contratture (es. zona cervicale, trapezio superiore e fasci muscolari adiacenti la colonna vertebrale).

5 programmi per ogni zona del viso, 12 programmi per trattare efficacemente ogni area del corpo.

